

دليل العمل

# لطرائق تحضير كواشف المناعيات والتشخيص المناعي

الجزء الأول : تحضير الأمصال الضدية  
والمقترنات المتألقة التلوين  
للغلوبولينات المناعية البشرية أيج ج و أيج م



مَنْظَرَةُ الصَّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ

المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط

دليل العمل

لطرائق تحضير

كواشف المناعيات والتشخيص المناعي

الجزء الأول : تحضير الأمصال الضدية  
والمقترنات المتألقة التلوين  
للغلوبينات المناعية البشرية أيج ج و أيج م

قام بإعداده لحساب منظمة الصحة العالمية  
الدكتور ا. ر. برادويل و الدكتور د. كافي

مختبر بحوث التشخيص المناعي

( مرشد منظمة الصحة العالمية المتعاون لمراقبة جودة الكواشف المناعية )

جامعة برمنغهام ، المملكة المتحدة

والدكتور ف. هوبا

وحدة المناعيات

منظمة الصحة العالمية



مِنْظَرُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ

١٩٩٢

يقصد من استعمال الأسماء التجارية في دليل العمل هذا مجرد التعريف بها ، دون أن يعني ذلك تحييدها من قبل منظمة الصحة العالمية . كما أن الكواشف والأجهزة المذكورة في هذه الوثيقة هي تلك التي يستعملها المؤلفون وقسم المناعيات بجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة ، ولكن يمكن الحصول على كواشف مماثلة من موردين آخرين .

## تمهيد

إن استهلاك الكواشف المناعية الشائعة في أغراض التشخيص والدراسات المتصلة بها يكون عالياً جداً وباهظ التكلفة عندما يتحتم شراء هذه الكواشف من شركات تجارية . ويمكن تحضير بعض هذه الكواشف بسهولة نسبية في مختبرات مزودة بما هو أساسي من أجهزة مناعية كيميائية ، ومواد كيميائية ، ومرافق للحيوانات .

وقد صممت هذه الوثيقة لتكون مرشداً عملياً في تحضير أمصال ضدية antisera ومقترنات متألقة التلوين fluorochrome conjugates للغلوبولينات المناعية immunoglobulins البشرية ج G و م M ، يمكن استعمالها في أغراض تشخيصية مثل : تقدير الأيغ ج IgG والأيغ م IgM في سوائل حيوية ، والرحلان المناعي immunoelectrophoresis ، واختبارات التاللق المناعي immunofluorescence المباشرة وغير المباشرة ، الخ . وقد قسمت إلى عدة فصول تغطي الطرائق المناعية الكيميائية الأساسية اللازمة لتقييم المنتجات ، والإجراءات الفعلية لتنقية المستضدات antigens وتحضير الأمصال الضدية أو المقترنات أو كليهما ، بالإضافة إلى اختبارات لمراقبة الجودة . ولتسهيل المراجعة أضيفت قائمة مفهومة بالأجهزة والكواشف ومواد أخرى في الملحق . ويدرك المؤلفون أنه يمكن استعمال اختبارات أخرى وطرائق بديلة ، ولكن الإجراءات الموصوفة هنا تمثل طرائق بسيطة تطبق بنجاح في مختبراتهم الخاصة .

وهذا الدليل هو الأول من سلسلة تقوم وحدة المناعيات بمنظمة الصحة العالمية بالتخطيط لإصدارها لمساعدة المختبرات في تحضير كواشف تشخيصية بسيطة . وكما هو مذكور في النص ، يمكن أن تزود وحدة المناعيات بمنظمة الصحة العالمية ، عند الطلب ، بالكواشف اللازمة لاختبارات مراقبة الجودة ، مثلاً : معايير standards لتقدير الأيغ ج و الأيغ م البشريين ، وأمصال ضدية ومقترنات مرجعية ، وخرزات مغلفة بالأيغ ج و الأيغ م ، الخ . بالإضافة إلى ذلك يمكن عمل ترتيبات لكي ترسل المختبرات منتجاتها إلى مراكز معينة لاختبارات مراقبة الجودة .

اختصارات المستعملة

كيلوغرام	=	كغ	Kg
غرام	=	غ	g
ميليغرام	=	مغ	mg
مكروغرام	=	مكغ	ug
سنتيمتر	=	سم	cm
مليمتر	=	مم	mm
لتر	=	ل	L
مليلتر	=	مل	ml
مكرولتر	=	مكل	ul
سلزيوس ( درجة مئوية )	=	س°	°C
مولي	=	مولي	M
وزن جزيئي	=	و.ج	MW
نانومتر = طول الموجة	=	نم	nm
غلوبلين مناعي أ	=	أبج أ	IgA
غلوبلين مناعي ج	=	أبج ج	IgG
غلوبلين مناعي م	=	أبج م	IgM
الجزء المتبلور من الغلوبلين المناعي immunoglobulin	=	فث	Fc
داي إيثيل أمينوإيثان Diethylaminoethane	=	دياء	DEAE

## المحتوى

الصفحة	
٧	<b>الفصل الأول : الطرائق المناعية الكيميائية الأساسية</b>
٧	١ - الانتشار المناعي المتشعب .....
١٢	٢ - الانتشار المناعي المتشعب العكسي .....
١٣	٣ - الرحلان المناعي .....
١٧	٤ - الانتشار المناعي .....
١٨	٥ - الرحلان المناعي الثنائي البعد .....
٢٣	<b>الفصل الثاني : تحضير المستضدات والأضداد</b>
٢٣	٦ - الديال باستعمال أنابيب الفيسكينغ .....
٢٣	٦ - ١ ديال المصل لتنقية الأنج ج على عمود الدياء .....
٢٤	٦ - ٢ ديال الأنج ج للهضم بالبائين .....
٢٥	٦ - ٣ تركيز البروتينات باستعمال أنابيب الديال .....
٢٧	٧ - الاستشراب الديالي للمصل الكامل لتحضير الأنج ج .....
	٨ - تجزيء ماكروغلوبولين المصل باستعمال السيفاكريل scphacryl الفائق العمومة .....
٢٨	لتنقية الأنج م جزئياً .....
٣٠	٩ - نزع الملح من محلول بروتيني على السيفاديكس G 25 .....
٣٣	١٠ - تحضير فث - أنج ج من الأنج ج بالهضم بالبائين .....
٣٤	١٠ - ١ تحضير مستضد فث - أنج ج للتمنيع .....
٣٤	١١ - ١ تحضير فث - أنج م بالهضم بالترسين في درجة حرارة عالية .....
٣٥	١١ - ١ تحضير مستضد فث - أنج م للتمنيع .....
٣٧	١٢ - ١ تمنيع وفصد الحيوانات .....
٣٧	١٢ - ١ اختيار الحيوانات .....
٣٧	١٢ - ٢ التمنيع .....
٣٨	١٢ - ٣ فصد الحيوانات .....
٣٩	١٣ - ١ فصل واختبار وتجهيز الأمصال الضدية .....
٣٩	١٣ - ١ فصل المصل .....
٤٠	١٣ - ٢ اختبارات مراقبة الجودة .....
٤١	١٣ - ٣ امتزاز الأضداد الملونة .....
٤٤	١٣ - ٤ إنتاج جزء غني بالأنج ج من المصل الضدي .....
٤٤	١٣ - ٥ التحفيد ( التحفيد بالتجميد ) .....

١٤ — تحضير مصبل ضدي لجميع مكونات المصل البشري الكامل ..... ٤٧

٤٧ ..... **الفصل الثالث : تحضير المقترنات المتألقة التلوين**

١٥ — اقتران الغلوبينات المناعية ..... ٤٧

١٦ — تجزيء المقترنات على الدياء سلولوز DEAE ..... ٤٩

١٧ — اختبارات مراقبة الجودة ..... ٥٠

١٧ — ١ تعيين عيار ضدي كاف للمقترن ..... ٥٠

١٧ — ٢ تعيين نسبة وسم الملون المتألق إلى البروتين للمقترن ..... ٥١

١٧ — ٣ اختبار الملون للتألق الطليق في المقترنات المحفوظة ..... ٥٢

١٧ — ٤ اختبار نوعية وشدة المقترنات المتألقة التلوين بنظام  
المستضد المثبت ( كرات الركيزة المستضدية المحددة ) ..... ٥٢

٥٧ ..... **الفصل الرابع : طرائق مكملة**

١٨ — تحضير واستعمال مازات مناعية لا ذوابة ..... ٥٧

١٨ — ١ أعمدة السيفاروز — المستضد ..... ٥٧

١٨ — ٢ مازات مناعية متصالبة الروابط لمستضد بروتييني ..... ٥٧

١٩ — تحضير خرزات سيفاروزية مقترنة بمستضد لاختبار مقترنات الضد المتألق ..... ٥٨

٢٠ — تحضير دياء السلولوز للاستشراب على العمود ..... ٥٨

**ملحق**

٦٠ ..... جدول الدائرة الفسفافية

٦١ ..... قائمة معهسة للكواشف والأجهزة والمواد

# الفصل الأول

## الطرائق المناعية الكيميائية الأساسية

توجد خمس طرائق مناعية كيميائية أساسية لتقييم المستضدات والأضداد المنتجة .

١ — الانتشار المناعي المتشعع radial immunodiffusion

٢ — الانتشار المناعي المتشعع العكسي

٣ — الرحلان المناعي immunoelectrophoresis

٤ — الانتشار المناعي

٥ — الرحلان المناعي الثنائي البعد

### ١ — الانتشار المناعي المتشعع ( طريقة مانتشيني Mancini )

الاستعمال — التقدير الكمي لبروتينات المصل

#### مقدمة :

توضع المستضدات المطلوب تقديرها الكمي في بئر مخروم في هلامة أغاروز agarose gel . وتحتوي الهلامة على مصبل ضدي أحادي النوعية monospecific ( مثلاً ضد — أبيض أو ضد — أبيض م ) . ينتشر المستضد خلال الأغاروز ويتفاعل مع المصل الضدي مكوناً راسباً مرئياً . ويكون حجم هذا الراسب الحلقي متناسباً مع مقدار المستضد . وباستعمال معايير مناسبة يمكن تعيين تركيز أي مستضد .

#### المواد:

##### أجهزة كبيرة :

حمام مائي

منضدة أفقية وميزان تسوية

ميزان صفر-١٠٠ غ بحساسية ٠,٠٠١ غ

أحواض الرحلان الكهربائي

محرك stirrer مسخن ومغانط

مقياس الباهاء pH ( احيياري ) pH meter



## أجهزة صغيرة :

صفائح زجاجية ٨ سم × ٨ سم  
مخزومات الهلامية  
مصاصات هاملتون الصغرى ١٠ مكل، ١٠٠ مكل  
مصاصات فين (Finn) (مختلفة) ٥٠-٢٠٠ مكل  
(مع أسلات tips) ١٠٠٠-٢٠٠ مكل  
أداة مص من الخنفية  
عدسة عينية مدرجة  
أوراق ترشيح واتمان رقم ١  
مناشف ورقية  
ماسك الشرائح الزجاجية  
حوض لتلوين البروتينات  
ورق رسم بياني

## كيمياويات :

أغاروز منخفض التناضح الداخلي endosmosis ١٠٠ غ  
باربيتون barbitone ٢٠٠ غ  
باربيتون صوديوم ٢٠٠ غ  
أزيد الصوديوم ٥٠ غ  
بولي ايثيلين غليكول ( و ج MW ٦٠٠٠ ) ١٠٠ غ  
ميثانول ٢ ل  
حمض الأستيك الجليدي ١ ل  
زرقة كوماسي Coomassie الالامعة R

## كواشف مناعية ( مختبر سيوارد Seward )

مصل معاري — أيج ج ، أيج أ ، أيج م معيرة  
معايير عالية — أيج ج ، أيج أ ، أيج م  
أمصال ضدية للآتي : أيج ج  
أيج أ  
أيج م  
مصل بشري كامل  
أمصال اختبار

## الطريقة

الكواشف :

( ١ ) دائرة الباريتون ، ٥٠,٠ مولي ، باهاء pH ٨,٦ ( ٥ ل )

يذاب ٩,٢١ غ باريتون في ٣ ل ماء مقطر ، ثم يضاف ٥١,٥٤ غ من باريتون صوديوم وتمزج حتى تذوب ، ثم يضاف ٥,٠ غ من أزيد الصوديوم ويكمل المحلول إلى ٥ لتر . تحقق من الباهاء واضبطها إذا لزم الأمر .

( ب ) ملونات البروتين

يحضّر محلول التلوين بمزج ماء وحمض أسيتيك وميثانول بنسبة ٥:١:٥ ليكون حجمه ٢,٥ لتر . يضاف إلى لتر واحد ٥,٠ غ من زرقه كوماسي الالامعة R ويترك المزيج في حركة طوال الليل . وهذا هو محلول تلوين البروتين . ويكون الباقي وقدره ١,٥ ل هو محلول إزالة التلوين .

( ج ) هلامة الأغاروز :

يضاف ٥,٠ غ أغاروز إلى ٥٠٠ مل من دائرة باريتون ساخنة ، ويحرك جيداً حتى يتم الذوبان . يضاف ١٥,٠ غ بولي اثيلين غليكول ، ويُنْتَظَر حتى يذوب ، ثم يقسم المزيج في أوعية بسعة ١٠٠ مل ويترك ليبرد .


تحضير صفائح هلامة الأغاروز

يسخن مقدار ١٠٠ مل من الأغاروز المجدد في دورق حتى يذوب . وعندئذ يُبرَد إلى درجة ٥٦°س في حمام مائي مسخن . يوضع مقدار ٩,٦ مل في أنبوب اختبار بممص ويضاف المصل الضدي . لتقديرات أيج ج يضاف ٥٠ مكل من ضد ج م Fc — أيج ج IgG ، ولتقديرات أيج م يضاف ٣٥ مكل من ضد فث — أيج م IgM-Fc ( توجد تفاصيل هذا في Immunostics Technical Products Information - Seward Laboratory ) .


يمزج بقلب الأنبوب عدة مرات مع الحرص على عدم تكوين فقاعات . يُصب أغاروز المصل الضدي على شريحة زجاجية على الصفيحة المستوية أفقياً وتزال أية فقاعات بلمسها بقاع أنبوب الاختبار . ويجب أن تصبح الهلامة مستوية تماماً . فإذا لم تكن كذلك ، يعاد صب الصفيحة مرة أخرى .

آبار المستصد

توضع الصفيحة الزجاجية على المرصاف template ( الشكل ١ ) وتُنزَع الهلامة بالخرمة وجهاز المص . ويجب أن تكون الآبار مستديرة تماماً وعلى أبعاد متساوية وتنبع نمطا منتظماً ليسهل تمييزها . ويجب أن تكون المسافة بين البئر والأخرى حوالي ١,٥ سم .



الشكل ١



الشكل ٢

## تطبيق العينة

في حالة الأيج ج يخفف المصل المعياري في دارته باربيتون : ١ + ٢٠ ، ١ + ٥٠ ، ١ + ٢٠٠ ،  
والأمصال المفحوصة ١ + ١٠٠ . يضاف بعناية ٥ مكمل من كل تخفيف في الآبار بواسطة زرّاقة  
هاملتون ١٠ مكمل . وفي حالة الأيج م يضاف المعيار بدون تخفيف وبعد التخفيف ١ + ١ ، ١ + ٤ ،  
١ + ٩ ، والأمصال المفحوصة مخففة ١ + ٤ .

توجد التفاصيل في المنشورة التالية : Immunostics Technical Product Information ,  
Seward Laboratory .

## الانتشار

يُسمح للهلامة المعبأة بالانتشار طوال الليل في أحواض الرحلان الكهربائي .  
وبعد ترك الهلامات طوال الليل تكون حلقات الانتشار مرئية . ويمكن قراءتها باستعمال عدسة  
عينية مدرّجة ، أو يمكن تجفيفها بالضغط وتلوينها لعمل تسجيل دائم .  
ولكي يتم التجفيف بالضغط ، توضع الهلامات على سطح مستوي ، وتوضع فوقها بعناية أوراق  
ترشيع رطبة ثم عدة طبقات من مناشف ورق الترشيح الرطبة ثم ثقل بوزن ١ كغ . وتترك على هذا  
الوضع بضع ساعات .  
يُرفع الورق بعناية وتترك الهلامة المضغوطة تجف تماماً .

## التلوين :

توضع الصفائح المخففة في ملّون زرقة كوماسي اللامعة R لمدة ١٠ دقائق . ثم تغسل تحت الحنفية  
ثم يُزال تلوينها بمحلول إزالة التلوين حتى تصير الخلفية راتقة .

## التقدير الكمي لحلقات البروتين

يقاس قطر حلقات الأمصال المعيارية والأمصال المفحوصة لأقرب ٠.١ مم ثم تربّع جميع  
الأقطار (ق<sup>٢</sup>) وتوضع على رسم بياني لقيم ق<sup>٢</sup> ( الإحداثي العمودي ) مقابل تركيز البروتين  
( الشكل ٢ ) .

تُقرأ تركيزات أيج ج و أيج م في العينات المجهولة من الرسم البياني .

## تعليقات

- أ - يجب أن يتم إعداد المنضدة الأفقية بعناية وأن تُصب الهلامة بحيث تكون منبسطة تماماً ،  
للحصول على نتائج دقيقة .
- ب - يجب وضع مقادير العينات بدقة في آبار مستديرة تماماً لضمان الدقة البصرية .
- ج - يختلف وقت الانتشار تبعاً للحجم الجزيئي للمستضد . ففي حالة بروتين مثل الأيج م تلتزم  
مدة أسبوع قبل أن يصير الانتشار كاملاً .

- د - يجب تعيين مقدار المصل الضدي المطلوب عن طريق التجربة والخطأ .  
هـ - حساسية هذه الطريقة ٥ مغ / ل . ودقتها حوالي  $\pm ٥\%$  .

## ٢ - الانتشار المناعي المتشعع العكسي

الاستعمال - قياس عيار الأمصال الضدية .

### مقدمة :

هذه الطريقة ممانلة بدرجة كبيرة لطريقة الانتشار المناعي المتشعع ولكنها تستعمل في قياس عبارات الأمصال الضدية . يضاف مصل معياري إلى الهلامية وتوضع الأمصال الضدية موضع الاختبار في آبار مخرومة في الهلامية . تنتشر الأمصال الضدية خلال الهلامية وتتحد مع المستضد الملائم . وتناسب العبارات مع قطر الحلقة .

### المواد

كما سبق ذكره في الانتشار المناعي المتشعع .

### الطريقة

تستعمل نفس دائرة الباربيتون ، وهلامية أغاروز ١٪ ، وملوّن للبروتين ، ومزيل للتلوين كما في طريقة الانتشار المناعي المتشعع .

#### تحضير الهلامية :

يكون بنفس الطريقة المتبعة في طريقة الانتشار المناعي المتشعع ولكن يضاف مصل معياري إلى الهلامية بدلاً من المصل الضدي :

في حالة الأبيج ج يضاف ٢٠ مكل من المصل لكل ٩,٦ مل من الهلامية .  
وفي حالة الأبيج م يضاف ٣٠٠ مكل من المصل لكل ٩,٦ مل من الهلامية .

#### تطبيق العينة

تخفف الأمصال الضدية للأبيج ج والأبيج م ( سيوارد Seward ) : ١+١ ، ١+٢ ، ١+٤ في ملحي فسفاتي مدروء . يطبق ٥ مكل من المصل الضدي غير المخفف ومن كل تخفيف في الآبار المعيارية .

يوضع في آبار الاختبار ٥ مكل من كل من خمسة أمصال ضدية مختلفة غير مخففة ومزدوجة باستخدام المرصاف template المبين في الشكل ١ .

يترك الانتشار يحدث لمدة ١٨ ساعة وتقرأ النتائج كما في طريقة الانتشار المناعي المتشعع .

## تعليقات


- أ - تطبق على هذه الطريقة نفس التعليقات التي سبقت على طريقة الانتشار المناعي المشع .  
 ب - تسمح هذه الطريقة بتقدير كمي دقيق لعيارات الأمصال الضدية . وعندما يكون تركيز المستضد معلوماً ، فإنه يمكن تعيين العيار المطلق بالإضافة إلى العيار النسبي للأمصال الضدية الأخرى .  
 ج - يمكن أن تحدث حلقات ترسيب زائفة إذا لم يطبق المصل المعياري بطريقة جيدة .

## ٣ - الرحلان المناعي Immunoelectrophoresis


الاستعمال - تمييز تفاعلات المستضد مع الضد ، واختبار نقاوة المستضدات والأضداد .

### مقدمة :

تُصب هلامة الأغاروز على شريحة زجاجية . تُحفر فيها آبار وتُرف troughs ( الشكل ٣ ) . توضع المستضدات في الآبار ويسمح لها بالرحلان لفصل مكوناتها المختلفة تبعاً لشحنتها . يوضع المصل الضدي في التُرفة trough المجاورة للآبار ، فيحدث انتشار المستضد وال ضد . وعندما يتفاعل الاثنان مع بعضهما تتكون أقواس المرسيات precipitin . ويمكن تحديد نوعها باستخدام مستضدات وأضداد معلومة .



الشكل ٣



الشكل ٤

المفتاح :

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| (١٢) ١٠ مكل متصل ١ + ١٥ دائرة                            | (١) ٢ مكل متصل               |
| (١٣) ١٠ مكل متصل ١ + ٣١ دائرة                            | (٢) ١٠ مكل ضد فت - أيج ج     |
| (١٤) ٢ مكل متصل  | (٣) ٤ مكل متصل               |
| (١٥) ١٠ مكل ضد فت - أيج ج                                | (٤) ١٠ مكل ضد فت - أيج أ     |
| (١٦) ١٠ مكل ضد فت - أيج ج                                | (٥) ٥ مكل متصل               |
| (١٧) ٥ مكل ضد فت - أيج أ                                 | (٦) ١٠ مكل ضد فت - أيج م     |
| (١٨) ٢ مكل متصل  | (٧) ٥ مكل ضد فت - أيج ج      |
| (١٩) ٢ مكل متصل  | (٨) ١٠ مكل متصل              |
| (٢٠) ٥ مكل ضد فت - أيج م                                 | (٩) ١٠ مكل متصل ١ + ١ دائرة  |
| (٢١) ١٠ مكل مزيج ضد أيج م وأيج ج<br>( ٥ مكل من كل منها ) | (١٠) ١٠ مكل متصل ٣ + ١ دائرة |
| (٢٢) ٥ مكل ضد أيج ج                                      | (١١) ١٠ مكل متصل ٧ + ١ دائرة |

## المواد

كما في طريقة الانتشار المناعي المتشعب

يضاف إلى ذلك :

حاشدة تيار للرحلان الكهربائي  
أحواض وحوامل قصبان الرحلان الكهربائي  
صفيحة وخرطوم تبريد الرحلان الكهربائي

### مواد صغيرة

ضمادات جراحية  
ممصات زجاجية وحلّقات مطاطية وحيدة الاستعمال  
مرصاف template للرحلان المناعي  
نصال للقطع  
زرقة البروموفينول - ١ غ

### كيمياويات مناعية

مستضدات  
مستحضر أيج ج  
نتاج هضم أيج ج بالبايئين  
مستحضر أيج م  
نتاج هضم أيج م بالترسين  
مصل بشري كامل

أمصال ضدية ( مختبر سيوارد ) لما يأتي :

فث - أيج ج  
أيج ج الجزئي الكامل  
فث - أيج م  
أيج أ  
ضد المصل الكامل  
ضد قليل النوعية أيج ج ، أيج أ ، أيج م

### الطريقة

تستعمل نفس دائرة الباربيتون ، وهلامة الأغاروز ١٪ ، وملوّن البروتين ، ومزيل التلوين كما في طريقة الانتشار المناعي المتشعب .



## تحضير الهلامة

يوضع بالمص ٩,٦ مل من الأغاروز المذاب على صفيحة زجاجية ٨ سم × ٨ سم ويترك حتى يجمد .

تُحفر الآبار والتُرف troughs كما هو مبين في المرصاف ( الشكل ٣ ) . يجب أن تكون التُرف بعرض حوالي ٢ مم .

## الإعداد للرحلان الكهربائي

يُملأ كل جانب من حوض الرحلان الكهربائي بدارية الباربيتون . تُوصَل صفيحة التبريد بمَد الماء البارد ويسمح بجريان الماء ببطء شديد . تقطع فتائل الضمادة ٢٥ سم × ٨ سم وتُغمس في الدارئة وتُعصر لإزالة المحلول الزائد .

بعد ذلك توضع صفيحة الرحلان المناعي على صفيحة التبريد ، وتوضع المستضدات في الآبار كما هو مبين في الشكل ( ٣ ) . تُوصَل الفتائل وتُدار حاشدة التيار لتعطي حوالي ٨٠ فولط عبر الصفيحة ( يتم التحقق من ذلك باستعمال مسبار كهربائي ) . ثم توضع بلورة من زُرقة البروموفينول بجانب البئر الأخيرة وتلاحظ حركتها . (أ) للتحقق من أن التيار يسري في الاتجاه الصحيح ، ( ب ) ولإيقاف التيار عندما تكون البقعة الزرقاء قد تحركت  $\frac{3}{4}$  المسافة تجاه نهاية التُرفة .

تُرفع الصفيحة ويوضع حوالي ١٥٠ مكل من كل مصل ضدي في إحدى التُرف حتى تصير ممتلئة تقريباً . ثم يُعاد وضع الصفيحة على صفيحة التبريد لحوض الرحلان الكهربائي طوال الليل . يجب أن تكون أقواس المرسبات مائلة لما في الشكل ٣ . تُسَجَل النتائج .

توضع الصفيحة في ماء مقطر لمدة ١٦ ساعة ثم تجفف بالضغط وتلَوَّن للحصول على تسجيل دائم ، كما سبق وصفه في طريقة الانتشار المناعي المتشعب .

## تعليقات

- أ - يتوقف نمط الخطوط على التركيزات النسبية للمستضد والضد . ويمكن مع اكتساب الخبرة تمييز ٢٠ نمطاً مستضدياً مختلفاً .
- ب - تتوقف حركة البروتينات أثناء فترة عمل الرحلان الكهربائي على نوع الهلامة . فالهلامات العالية التناضح الداخلي تسبب حركة أقل للبروتين .
- ج - أكثر ما تكون الاستفادة من الطريقة في اكتشاف بروتينات ملوثة زهيدة .
- د - يمكن إجراء تقييم مفيد لبروتينات النقيوم myeloma بهذه الطريقة .

## ٤ - الانتشار المناعي ( طريقة أوتزلوني Ouchterlony )

الاستعمال - وجود تفاعلات مستضدية / ضدية ، واختبار الهوية المستضدية .

### مقدمة :

تصب هلامة الأغاروز على صفيحة زجاجية ، تُحْتَفَر آبار في الأغاروز . تنتشر المستضدات والأضداد إحداها في اتجاه الأخرى وتحدث خطوط ترسب حيثما تفاعل الاثنان .

### المواد :

كما في طريقة الانتشار المناعي المتشعب .

### الطريقة :

#### تحضير الهلامة

يوضع بممص ٩,٦ مل من الأغاروز المذاب على صفيحة زجاجية ٨ سم × ٨ سم . تُحْتَفَر الآبار باستخدام الأحجام المشار إليها في المرصاف ( الشكل ٤ ) .

تُملأ الآبار بالمستضدات والأضداد تبعاً للتفاصيل المبينة في الشكل ٤ . ثم توضع الصفيحة في غرفة رطبة لمدة ١٨ ساعة .

يبين الشكل (٤) نتائج الاختبارات . يتوقف موضع الرسابات precipitates المناعية على تركيز البروتين والحجم الجزيئي .

تسجيل النتائج : يتم ذلك بتجفيف الصفائح بالضغط وتلوينها كما في الانتشار المناعي المتشعب .

#### النتائج :

١ - التفاعلات بين الآبار ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ تبين أن تركيزات المستضد والضد تصل إلى التكافؤ وتعطي مستوى مرسية precipitin واضحاً .

٢ - التفاعلات بين البئر ٧ والآبار ٨ - ١٣ توضح أثر المستضد الزائد والضد الزائد .

٣ - تفاعلات المرسية بين البئر ١٤ والآبار ١٥ - ١٧ توضح تفاعلات إثبات هوية الأبيج ج ونفي هوية الأبيج أ .

٤ - توضح الآبار ١٨ - ٢٢ كيف يمكن تعيين نوعية مزيج من الأضداد باستخدام أمصال ضدية نوعية .

## التعليقات

- أ - الطريقة حساسة جداً ولكن يجب أن تكون المستضدات والأضداد بالتركيزات الصحيحة وإلا فسوف تختفي خطوط المرسبات .
- ب - الجزيئات الكبيرة مثل الأيخ م تنتشر ببطء ، بحيث تكون خطوط التفاعل دائماً قريبة من البئر الأصلية .
- ج - هذه هي أفضل طريقة لاختبار الهوية المستضدية ، ويجب استعمالها لاختبار جميع الأمصال الضدية الجديدة .

## ٥ - الرحلان المناعي الثنائي البعد

### Two-Dimensional Immunoelectrophoresis

الاستعمال - تحضير المستضدات  
اختبار نقاوة المستضدات والأضداد  
التقدير الكمي للبروتينات  
إظهار معقدات هضم المستضدات

### مقدمة :

هذه الطريقة ماثلة للرحلان المناعي . تُفصل المستضدات أولاً بالرحلان الكهربائي ، ثم توضع بجانبها هلامة تحتوي على ضد ، وتجرى عملية رحلان كهربائي للمستضدات في الضد . تحدث أقواس مرسبات وتزال جميع البروتينات الأخرى بالرحلان الكهربائي . تحتوي أقواس المرسبات على مستضدات وأضداد نقية ويمكن استخدامها في التمنيع .

### المواد :

كما في الانتشار المناعي والرحلان المناعي .

### الطريقة :


#### تحضير الهلامة

يوضع بممص ٩,٦ مل من الأغاروز المذاب على شريحة زجاجية وتترك لتجمد .  
يقطع الأغاروز إلى أقسام كما هو مبين في المرصاف ( الشكل ٥ ) وتزال الأقسام الطرفية من الأغاروز .

بعد ذلك تقطع الأقسام الباقية وتُفصل باستعمال نصل المقطاع . وتقطع آبار سعة ٢ مكل في كل شريط أغاروز قرب أحد طرفيه . يوضع ١ مكل من المصل وتُعرض الصفيحة للرحلان الكهربائي كما في الرحلان المناعي ( انظر اعلاه ) . وتستعمل زُرقة البروموفينول بمثابة راسم marker وتُرخل البروتينات بالرحلان الكهربائي حتى تصل البقعة الزرقاء إلى مسافة ثلثي شريط الأغاروز .  
وأثناء ذلك يُمزج مقدار ٧,٥ مل من الأغاروز المذاب في درجة ٥٦° س بمقدار ٥٠٠ مكل من ضد المصل الكامل أو ٢٠٠ مكل من ضد فث — أبيض وتترك في درجة ٥٦° س . وبعد رفع شرائط الأغاروز من الصفيحة الزجاجية ، توضع كل واحدة على صفيحة زجاجية منفصلة ٨ سم × ٨ سم ( الشكل ٦ ) .


وتصب مزائج المصل الضدي / والهلامية بجانب كل شريحة هلامية مع الحرص على أن تتاخم الهلامية البعد الأول للشريط . وعندما تجمد الهلامية المضافة يعاد وضعها في حوض الرحلان الكهربائي لتحريك المستضدات مرة أخرى تجاه الأنود anode . ويخفض التيار إلى ٢٠ فولط ( ٢,٥ فولط لكل سم من الصفيحة ) . وبعد الرحلان طوال الليل ( لمدة حوالي ١٦ ساعة ) ، تحفف الصفائح بالضغط وتلَوَّن كما سبق وصفه .

يُزال هذا القسم



يُزال هذا القسم

الشكل ٥



الشكل ٦

## التعليقات

- أ - لا يلزم التبريد في البُعد الثاني للرحلان الكهربائي .
- ب - عندما تستعمل هذه الطريقة لتحضير مستضدات ، يجب الحرص على النظافة التامة طوال الوقت . فيجب ألا تحتوي أحواض الدارئة على أية بروتينات خارجية ، ويجب ترحيل البعد الثاني لمدة ٢ - ٣ أيام لإزالة جميع البروتينات الملوثة
- ج - وعند إجراء اختبار لنقاوة مستضد أو ضد ، تستعمل عشرة أمثال التركيزات العادية للمستضد وال ضد .
- د - يلزم توافر خبرة واسعة لتقييم نقاوة البروتين والمعقدات complexes البروتينية والأنماط الشاذة .



## الفصل الثاني

### تحضير المستضدات والأضداد

يتطرق هذا الفصل إلى تنقية الأيـج ج والأـيـج م وطرائق تحضير أمصال ضدية مُنوعة للصنف class-specific . وتوجد عدة طرائق لمحاولة عمل ذلك ولكن الطرائق المبينة هنا بسيطة وسريعة .

يحتاج المرء لكي يقوم بتحضير أحسن أمصال ضدية ، إلى عدة ميلigramات من الحِجَّة ( فـثـ Fc ) ومُنوعة للصنف class specific مطلقة النقاوة من كل جزيء غلوبلين مناعي . ولا يمكن تحقيق هذا من الناحية العملية . ولذلك يجب البحث عن حل وسط . ويتم في هذا الكتيب عمل تنقية جزئية لكل من الأيـج ج والأـيـج م باستخدام طريقة الاستشراب على العمود column chromatography . يحضَّر الجزء فـثـ ( Fc ) بالهضم الحال للبروتين ثم ترسيب الحِجَّة المتبلورة ( فـثـ Fc ) بمصل ضدي وحيد النوعية monospecific . وبهذه الطريقة تزال أية بروتينات ملوِّثة . وعندما تتم هذه العملية بعناية فسوف يؤدي حقن هذه المادة إلى إنتاج أمصال ضدية للغلوبلينات المناعية وحيدة النوعية ومُنوعة للصنف . وتستعمل الطرائق الموصوفة في الفصل الأول لرصد التقدم في تحضير المصل الضدي .

### ٦ — الديال Dialysis باستعمال أنابيب الفيسكينغ Visking

#### مقدمة

تلزم دواريء ومحاليل ملحية مختلفة لعمليات تجزيء البروتينات المختلفة . وتستخدم أنابيب الديال في تغسير هذه الأملاح . وهذه الأنابيب تسمح بمرور الجزيئات الصغيرة ( الوزن الجزيئي أقل من ١٠,٠٠٠ ) ولا تسمح بمرور جزيئات البروتين الكبيرة ( الوزن الجزيئي ٥٠,٠٠٠ — ١,٠٠٠,٠٠٠ )

### ٦ — ١ ديال مصـل لتنقية الأيـج ج على عمود الدياء DEAE

#### مقدمة :

يُدال المصل مقابل دائرة فسفاتية ٠,٠١ مو ( مولي ) ، باهاء ٧,٢ لتحضيره للاستشراب الديالي DEAE .



## المواد

دائرة فسفاتية ( انظر الملحق )

أنابيب فيسكينغ

مصصل ١٠ مل

### الطريقة:

دائرة فسفاتية ، باهاء ٧,٢ ، ٠,٠١ ( انظر الملحق ) : يمزج ٢٨ مل من محلول خزين ٠,١ مو للفسفات الوحيدة الصوديوم  $\text{HaH}_2\text{PO}_4$  مع ٧٢ مل من محلول جزين ٠,١ مو للفسفات الثنائية الصوديوم  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  ، ويخفف المزيج إلى ١ لتر بالماء المقطر . يضاف ١ غ من أزيد الصوديوم كإداة حافظة . تحقّق من الباهاء pH واضبطها إذا لزم الأمر .

أنابيب فيسكينغ : تؤخذ قطعة بطول ١٠ بوصات ( ٢٥ سم ) من أنبوب فيسكينغ ٣٢/١٨ ، تُرطّب بالماء المقطر . يُربط أحد الطرفين ثم يوضع ١٠ مل من المصل في الأنبوب ويُربط الطرف الآخر . الديال : يوضع كيس الديال في ٢٠٠ مل من الدائرة الفسفاتية المحضّرة . وتغيّر الدائرة ٥ مرات قبل اليوم التالي .

### تعليقات

- أ - من المهم عمل عدة تغييرات للدائرة الفسفاتية لضمان أن التركيز المولي للمصل صحيح .
- ب - هذه الطريقة بطيئة . وهذا يعني أن بروتينات المصل تبقى بتناس دائرة منخفضة التركيز المولي لمدة طويلة . وفي هذه الحالة قد تترسب بعض البروتينات ترسباً لا رجعة فيه . ولهذا يجب عدم استمرار عملية الديال أياماً عديدة ، ويجب إذا أمكن إجراؤها في درجة حرارة ٤° س ( ثلاجة أو غرفة باردة ) .

## ٦ - ٢ ديال الأيج ج للهضم بالباثاين

### مقدمة

يُدال محلول الأيج ج مقابل دائرة فسفاتية ٠,١ مو ، باهاء ٧,٠ لتحصيره للهضم بالباثاين .

### المواد

دائرة فسفاتية ( انظر الملحق )

أنابيب فيسكينغ

أيج ج ١ مل ( ١٠ مغ / مل )

## الطريقة

الدائرة : يمحَضَّر ٥٠٠ مل من دائرة فسفاتية ٠,١ مو ، باهاء ٧,٠ ، امزج ١٩٥ مل من محلول الفسفات الوحيدة الصوديوم ٠,١ مو مع ٣٠٥ مل من محلول الفسفات الثنائية الصوديوم ٠,١ مو . تحقَّق من الباهاء واضبطها إذا لزم الأمر .

أنايب فسكينغ : تستعمل قطعة بطول ٦ بوصات وقطر ٣٢/٨ كما سبق ذكره ( في ٦ - ١ ) ، ويوضع فيها ١ مل من مستحضر الأبيج ج .

الديال : يجرى الديال مقابل الدائرة مع التغيير ٥ مرات .

## التعليقات

كما سبق ذكره .

## ٦ - ٣ تركيز البروتينات باستعمال أنايب الديال

## مقدمة

هذه طريقة بسيطة لتركيز البروتينات ، ولكنها ليست بنفس مردود أو معوَّلية طريقة الخلايا المحرَّكة stirred cells أو طريقة الليف الخجوف hollow fibre .

## المواد

حوجلة بوخنز Buchner flask

أنايب ضغط

مضخة مص

سدادة مثقوبة

قمع ترشيح


مشابك صمام

أنايب فسكينغ ، ٣٢/٨ ، ٢ قدمان ( ٦٠ سم ) .


## الطريقة :

يوضع ٥٠ مل من محلول مصل مخفف في أنبوب فيسكينغ

يثبت أنبوب فيسكينغ على قمع الترشيح باستخدام سدادة مطاطية كما هو مبين في الشكل ٧ . يطبق المص من حنفية . يوقف المص بعد عدة دقائق بالغلق بمشبك الصمام ، ويسمح بحدوث الترشيح الفائق ultrafiltration . ويمكن إضافة أحجام أكبر من السائل عن طريق قمع الترشيح .



الشكل ٧



الشكل ٨

## التعليقات

- أ - هذه الطريقة مفيدة في تركيز أحجام صغيرة من محاليل البروتين . وعندما يتعلق الأمر بأحجام أكبر من ٢٥٠ مل ، يستحسن استعمال طريقة الخلايا المحرّكة أو الليف المجوف . ومثل هذه الأجهزة متاحة من عدة مصادر تجارية ( مثلا شركة أميكون Amicon ) .
- ب - يجب إجراء الديال في درجة حرارة ٤° س ( ثلاجة أو غرفة باردة ) لو أمكن ذلك .
- ج - يجب حفظ المحلول المركز بآزيد الصوديوم ( ١ غ / لتر ) في درجة حرارة ٤° س أو بالتجميد العميق في درجة -٢٠° س

## ٧ - الاستشراب الديائي DEAE Chromatography للمصل الكامل لتحضير الأيج ج

### مقدمة

يوضع مصبل بشري في عمود من الدياء DEAE المبادل للأنيونات في شروط تستعقّق بروتينات المصل على مطّرس matrix العمود باستثناء الأيج ج الذي يتجمع في شطّافة eluate العمود .

### المواد

دياء DEAE مبادل للأنيونات DEAE anion exchanger ( ثنائي إيثيل أمينوإيثان ) Diethylaminoethane — واتمان DE52 ( مستحضر من دياء السلولوز . توزيعه equilibration وتعبئته في شكل عمود موصوفان في الطرائق المكلمة ، ٢٠ ، صفحة ٥٥ ) .

دارئة فسفاتية ، ٠,٠١ مو ، باهاء ٧,٢ ( انظر الملحق )

عمود استشراب ٢٠ سم × ١ سم  
٥ مل مصبل بشري ، تم دياها مقابل دارئة فسفاتية ، ٠,٠١ مو ، باهاء ٧,٢ ( انظر ٦ - ١ )

### الطريقة

يُصب ٢٠ مل من روبة slurry الدياء في دارئة فسفاتية ، باهاء ٧,٢ ، في عمود استشراب تم وضعه عموديا .

ترك شطّافة eluate الدارئة تجري في دورق ويُثابّر على إضافة الدارئة حتى يتوقف حدوث دكّ packing العمود ويكون ممتلأ بالدياء إلى حوالي النصف . تُزال الدارئة الزائدة من العمود .

توضع بعناية طبقة من ٥ مل من المصل المُدال ويترك يتسرب في العمود .

توضع بعناية طبقة من دارئة فسفاتية ، ٠,٠١ مو ، باهاء ٧,٢ ويُحتفظ بالعمود ممتلأ بهذه الدارئة .

تُرْمى أول ٤ مل من العمود ، وتجمع الـ ١٢ مل التالية . يجب توزيع هذا الجزء مقابل ملحي داريء فسفاقي باهاء ٧,٤ بالديال .

يُخْتَبَر الأيْج ج المجموع بالرحلان المناعي كما هو مبين في الشكل ٨ .

### تعليقات

- أ - إذا تم إجراء الاستشراب بعناية فإنه يمكن بهذه الخطوة البسيطة تحضير أيْج ج نقي تقريباً .
- ب - ويمكن تصعيد هذه العملية بسهولة لإنتاج مقادير كبيرة من الأيْج ج النقي تقريباً .
- ج - يمكن أن تُدرَج في الطريقة مرحلة تجزيء بسلفات الأمونيوم قبل الاستشراب ، ولكن هذا ليس ضرورياً .

## ٨ - تجزيء ماكروغلوبلين macroglobulin المصل باستعمال السيفاكريل sephacryl الفائق النعومة superfine لتنقية الأيْج م IgM جزئياً .

### مقدمة

ليس في الإمكان تنقية الأيْج م بعملية استشرابية واحدة كما هو الحال مع الأيْج ج . والسبب في ذلك هو أن تركيزه في المصل منخفض وليست له صفة مميزة فريدة تجعله مختلفاً عن سائر بروتينات المصل . ولكن يمكن باستعمال الأمصال المحتوية على الماكروغلوبلين ، الحصول على أيْج م نقي نسبياً بالترشيح من الهلامية . وعندئذ يكون هذا المستحضر بالجودة الكافية لتنقية لاحقة بطريقة الرحلان المناعي الثنائي البعد .

### المواد

عمود استشراب ٢,٥ سم × ٤٠ سم

خزان الشاطف

أنبوب تمديد

ملحي داريء فسفاقي ( ٠,٠١ مو من  $PO_4$  في ملحي ٠,١ مو )

سيفاكريل س ٣٠٠ ( S 300 ) ( فائق النعومة ، شركة فارماسيا ، أوبسالا ، السويد )

١ مل مصل

ديكستران أزرق

سيتوكروم ج ( C ) ( بدل الهيموغلوبين )

كرومات البوتاسيوم

## الطريقة

يجب أولاً تعبئة عمود السيفاكربيل بحيث يمكن حدوث الترشيح من الهلامة ثم يوضع مصبل يحتوي على المواد الملونة الثلاث : الديكستران الأزرق، والسيتوكروم ج ، وكرومات البوتاسيوم . يكون الديكستران الأزرق في الحجم اللاغني void من العمود ويشطف مع الأبيج م ، ويمكن جمعه واختباره . ويمكن ملاحظة عملية التجزيء عيانياً من الانفصال الذي يحدث بين المواد الملونة الثلاث .

يثبت العمود عمودياً ويملاً أنبوب المخرج والحيز الحامد dead space تحت حامل الطبقة بالدارة بواسطة زرّاقة . ويسد المخرج .

إذا كان حجم معلق الهلامة المحضّر أكبر من الحجم الكلي للعمود ، يثبت أنبوب الامتداد على العمود ليتمكن إضافة الهلامة كلها في صبة واحدة .

يكون السيفاكربيل س ٣٠٠ جاهزاً للاستعمال عند الحصول عليه من الصانع .

تحرك الهلامة برفق لضمان تجانس المعلق ، وتصب بعناية على جدار العمود ، مع إضافة الهلامة كلها في صبة واحدة مع التحقق من الوضع العمودي للعمود .

يملاً خزان الشاطف بمقدار ٢٠٠ مل من الدائرة . وإذا لم يكن العمود ممتلئاً تماماً يكمل ملؤه بالدائرة ويوصل بخزان الشاطف . يجب التأكد من أنه لا توجد جيوب هوائية في أعلى العمود بإزالة الهواء المتبقي من العمود عن طريق حلقة مخرج الهواء . يُنتظر حتى تدخل الهلامة كلها العمود قبل إيصال إمداد الشاطف .

يفتح مخرج العمود ويُدك العمود بمعدل جريان حوالي ٤٠ مل / سم / ساعة ( حوالي ٢٠٠ مل / ساعة ) . يلزم وجود ضغط مائي سكوبي hydrostatic قدره ٢٠٠ سم من الماء على الأقل . يُترك العمود يعمل طوال الليل مع وجود عروة أمان لحمائته من الجفاف .

وعندما يتم ذلك العمود يسد المخرج .

يثبت الصمام الثلاثي الممرات مع الزرّاقة على الحامل ، ويوصل الخزان واللؤمة adapter بالصمام .

تُنزع القطعة العليا من العمود ويُضبط مستوى السائل في العمود ليكون في حدود ١ - ٢ سم من القمة .

ترخى أداة تضيق اللؤمة ويُدخل المكبس بزواية بحيث لا يُحصر أيّ هواء تحت الشبكة . يُضبط المقبض العلوي ليعطي سداة منزلقة بين جدار العمود وحلقة البداية O-ring .

يُزلق المكبس ببطء إلى أسفل العمود لكي يحل الشاطف eluant محل الهواء الموجود في اللؤمة فوق الشبكة وفي الأنابيب الشعرية . يدار الصمام في كلا الموضعين أثناء هذه العملية لطرد الهواء .

تُثبت بلولب قطعة اللؤمة العليا على قطعة نهاية العمود . تضبط اللؤمة في موضعها في سطح المسكبة bed ويُسدّ بإحكام بضبط المقبض ليعطي سداة جيدة . تثبت اللؤمة في موضعها بلولب

مُثَبَّت .

يوضع ٢٥٠ - ٣٠٠ مل من الشاطف للملء الخزان ويترك العمود يعمل لمدة ٥ دقائق على الأقل . يسد مخرج العمود ويعاد ضبط موضع لؤمة الجريان ضاغظاً إياها مسافة ١ - ٢ سم تجاه قاعدة الهلامة . يُعلم ارتفاع المُسَكِّبَة bed .

يُبدأ بالجريان مرة أخرى باستعمال ضغط أقل من المستعمل أثناء الدكّ .

توضع العيّنة في أسطوانة الزرّاقة ويُدار الصمام لإدخال العينة . يُبدأ بجمع الدقيق في مخبار مدرّج .

وبعد وضع عينة قدرها ٢ مل يدار الصمام إلى الخلف مرة أخرى . وعندما يبلغ الحجم في المخبار ٥٠ مل ، يُبدأ بجمع أجزاء بمقادير ٥ مل في أنابيب اختبار ( علامة التعبير المركزي ) . ويتأثر على ذلك حتى يتم شطف العينة كلها .

يُنْتَبَه إلى الجزء المشطوف مع ديكستران أزرق . وهو يحتوي على ذروة الأيچ م .

يقاس انطفاء extinction الأجزاء المحتوية على الديكستران الأزرق على موجة ٦٢٠ نم وانطفاء الأجزاء المحتوية على السيتوكروم - ث و كرومات البوتاسيوم على موجة ٤١٠ نم .

يختبر جزء الأيچ م بالرحلان المناعي بحسب الشكل ٩ .

#### تعليقات

أ - هذه الطريقة لا تعطي مستحضراً نقياً من الأيچ م .

ب - يجب تركيز الشُطَافَة المحتوية على الأيچ م حتى تركيز ١ مغ / ١ مل للحفاظ .

ج - يمكن استعمال مستحضرات الغلوبولين الحقيقي euglobulin للمصل بدلاً من الغلوبولين الكيبروي macroglobulin .

## ٩ - نزع الملح من محلول بروتيني على السيفاديكس G 25

### مقدمة

هذه التجربة مصممة لتوضيح السرعة والسهولة اللتين يمكن بهما إزالة جزيء صغير مثل ملح من الأملاح ( كرومات في هذه الحالة ) من بروتين أو مادة أخرى كبيرة الجزيئات ( ديكستران أزرق في هذه الحالة ) . وحيث أن الحجم اللاغي void يكون حوالي ٣٠٪ من الحجم الكلي للمُسَكِّبَة bed ، فإنه يمكن استعمال تحميل للعيّنة بمقدار ٢٥ - ٣٠٪ لعملية نزع الملح ومما يستحق الملاحظة أن عملية نزع الملح هذه قد تستغرق ٢٤ ساعة بطريقة الديال dialysis وتستهلك ٥٠ ضعفاً من الدارئة على الأقل .


## المواد

عمود استشراب ٢ سم × ٨ سم ( أو PD-10 الجاهز للاستعمال من شركة فارماسيا )  
محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ %  
١ مل مصلى  
ديكستران أزرق  
كرومات البوتاسيوم  
سيفاديكس G25 ( خشن )


## الطريقة

بعد غسل السيفاديكس في محلول ملحي، يُصَبَّ في العمود حتى يمتلئ ثلثاه ( عمود PD 10 جاهز للاستعمال )





الشكل ٩



الشكل ١٠

يوضع المصل المحتوي على مقدار صغير من الديكستران الأزرق وكرومات البوتاسيوم في العمود . سوف تنفصل المادتان الملونتان بسرعة . يوجد البروتين مع جزء الديكستران الأزرق ويمكن أخذه منفصلاً عن محلول الملح الذي يوجد مع محلول كرومات البوتاسيوم البرتقالي .

#### تعليقات

- أ - طريقة ممتازة لتغيير محاليل الملح قبل عملية الاستشراب الديأني DEAE .  
ب - يكون محلول البروتين مخففاً إلى حد ما وقد يلزم إعادة تركيزه .  
ج - يمكن تكرار استعمال السيفاديكس 25 G .

### ١٠ - تحضير فث - أيج ج من الأيج ج بالهضم بالبابائين

#### مقدمة

تُجرى على جميمة pool أيج ج بشري ( محضرة كما سبق وصفه في ٧ ) عملية هضم بالبابائين ، ثم رحلان كهربائي ثنائي البعد ، لتحضير مستضد فث ٢ F ( الجزء المتبلور ) للتمنيع .

#### المواد

معلق بابائين منقى ( سيغما Sigma )  
ملح الإيدينات ( اثيلين داي أمين تترأ أستيك ) الثنائي الصوديوم  
هيدروكلوريد السيستين L-cysteine hydrochloride  
جميمة أيج ج بشري ١٠ مغ / مل في دائرة فسفاتية ٠,١ مولي باهاء ٧,٠  
مُشَبَّط بابائين من فول الصويا ( سيغما )  
مصل ضدي لجزء أيج ج الكامل

#### الطريقة

بذاب ٩٠ مغ من هيدروكلوريد السيستين L-cysteine و ٤٠ مغ من إيدينات الصوديوم Na<sub>2</sub> EDTA في ١٠ مل من دائرة فسفاتية ٠,١ مولي باهاء ٧,٠ . يضاف إلى ١ مل من محلول الأيج ج بتركيز ١٠ مغ / مل مقدار ٠,١ مل من محلول السيستين / إيدينات و ٠,١ مغ بابائين ( ٥ مكمل من معلق ٢٠ مغ / مل ) . يمزج جيداً ويحضن في درجة ٣٧° س في حمام مائي ، وتؤخذ أجزاء بمقدار ٢٥ مكمل على فترات كما يلي :

( أ ) ١٥ دقيقة ، يضاف ٢ مكمل من مشبَط البابائين من فول الصويا\*

( ب ) ٣٠ دقيقة ، يضاف ٢ مكمل من مشبَط البابائين من فول الصويا

( ج ) ٦٠ دقيقة ، ويضاف ٢ مكمل من مشبَط البابائين من فول الصويا

\* ملحوظة : كبديل يمكن إيقاف تحلل البروتين بالتجميد

تُختبر منتجات الهضم بالرحلان المناعي كما هو مبين في الشكل ١٠

النتائج :

هضم جزئي الأيج ج الكامل بالبائين سريع جداً . فبعد ١٥ دقيقة سوف يكون الجزء المصعدي anodal فت — أيج ج مرتباً بالرحلان المناعي . وهذا هو جزء البروتين الذي سيستعمل للتمنيع . ويؤدي الهضم المديد إلى تلف الجزء فت — أيج ج .

## ١٠ — ١ تحضير مستضد فت — أيج ج للتمنيع

يُختبر ٥ مكل من أيج ج غير مهضوم و ٥ مكل من ناتج هضم البائين بعد ٣٠ دقيقة بطريقة الرحلان المناعي الثنائي البعد ( انظر الفصل ١ ، القسم ٥ ) .

سوف تبين الصفائح ذروة واحدة بالنسبة إلى العينة غير المهضومة وذروتين بالنسبة إلى العينة المهضومة . ويجب أن تُزال الذروة الأسرع — وهي فت — أيج ج — مع الهلامية وتُغسل في ملح داريء فسفاتي عدة أيام . وتكون عندئذ جاهزة للتمنيع بها .

تعليقات

انظر القسم ١١ .

## ١١ — تحضير فت — أيج ج بالهضم بالتريسين في درجة حرارة عالية

مقدمة

في درجة حرارة فوق ٥٠° س تشطر التريسين جزئيات الأيج م الكاملة لتنتج فت Fc سليماً وأجزاء خموسة pentameric وأجزاء فاب Fab ( جزء ربط المستضد ) . ويترسب الجزء فت بضد فت — أيج م في تحليل ثنائي البعد . ويُقطع الراسب ويُغسل ويستعمل للتمنيع .

المواد

أيج م بشري منقى ١٩ س ( معامل تثفل = ١٩ )

( محضّر كما سبق وصفه في القسم ٨ )

تريسين الخنزير ( سيغما )

مثبط التريسين من فول الصويا ( سيغما )

ملحي داريء فسفاتي ٠,١ مولي باهاء ٧,٤

أمصال ضد فت — أيج م ( سيوارد )

## الطريقة

يُخَفَّف ١ مل من الأبيج م البشري ( محضّر كما سبق وصفه في القسم ٩ ) في ٥ مل من الملحي الداريء الفسفاتي ويسخَّن إلى درجة حرارة ٥٦° س .

يوضع في أنبوب ٠,٥ مل من المحلول أعلاه ويضاف  $\frac{1}{٥}$  من وزنه تريسين ( أي ٤٠ مكع ) ويخزج برفق لمدة ٣٠ دقيقة .

يبرَّد المزيج ويضاف ١٠٠ مكمل من محلول بمنبط التريسيني لفول الصويا ( ١٠٠ مكمل من محلول ١٠ مغ / مل ) . يمكن أن يحفظ هذا في درجة حرارة ٢٠° س .

يعرَّض ٤ مكمل من المزيج لعملية رحلان مناعي كما هو مبين في الشكل ١١ .

يمكن رؤية فث — أيج م في الموقع المصعدي ( الأنودي ) .

## ١١ — ١ تحضير مستضد فث — أيج م للتمنيع

يعرَّض ١٠ مكمل من المزيج لعملية رحلان كهربائي ثنائي البعد باستعمال ٥٠ مكمل من مصبل ضد فث — أيج م وحيد النوعية ( انظر الفصل ١ ، القسم ٥ ) . يجب ترك الصفيحة تعمل لمدة ٤٨ ساعة مع تغيير الدارئة بعد فترة ٢٤ ساعة .


تُقطع الذروة المصعدية ( الأنودية ) التي تحوي فث — أيج م وتغسل في ٢٠ مل من الملحي الداريء الفسفاتي على مِحْرَاك stirrer لمدة ٢٤ ساعة مع تغيير الملحي الداريء الفسفاتي عدة مرات . ويمكن حفظ المستحضر في درجة حرارة ٤° س ريثما تلزم لتنيع الحيوانات .

## تعليقات

أ — من الضروري عدم السماح بوصول بروتينات ملوثة إلى أحواض الدارئة أثناء عملية الرحلان المناعي الثنائي البعد ، وإلا فلن تكون الأمصال المحضرة نقيّة .

ب — يجب مقارنة أنماط الهضم المرئية في عمليتي الرحلان المناعي والرحلان المناعي الثنائي البعد بالصفائح الملونة للأبيج م غير المهضوم . وعند قطع الجزء فث من الأبيج م الأسرع حركة لغرض التنيع ، يجب العناية بأن لا تضم أي جزء من هلامة البعد الأول ، أو الهلامة القريبة من بئر المصدر .

٤ مکل مستحضر أيج م  
٤ مکل ناتج هضم أيج م  
٤ مکل متصل



ضد فت - أيج م  
ضد فت - أيج م  
ضد متصل كامل

الشكل ١١

## ١٢ - تمنيع وفصد الحيوانات

### مقدمة

يوجد اعتباران أساسيان يجب النظر فيهما عند تمنيع وفصد الحيوانات : أولاً حجم الأمصال الضدية المطلوبة ، وثانياً سهولة العمل على الحيوان . والذي يوصف هنا هو إلى حد كبير خبرتنا في التعامل مع أحجام كبيرة من المصل .

## ١٢ - ١ اختيار الحيوانات

الحيوانات الأكثر استعمالاً لإنتاج أمصال ضدية هي الأرناب ، والخراف ، والماعز ، والحمير ، والخيول . وحجم الدم الذي يمكن الحصول عليه من كل نوع من هذه الحيوانات هو : ٢٥٠ مل . للأرناب ، و ٢,٥ لتر للخراف والماعز ، و ١٠ - ٢٠ لتراً للحمير والخيول . وتتوقف تكلفة الاحتفاظ بالحيوانات المختلفة على المرافق المتاحة . والعمل على حيوانات الرعي الطليقة مثل الخراف أسهل من العمل على الأرناب ، لاسيما أثناء الصيف حيث يمكن تركها في الحقول ، ومن ثم فإن تكلفة الاحتفاظ على مدى عام بخراف قد لا تختلف كثيراً عن الاحتفاظ بأرناب . ومن واقع خبرتنا ينتج كل من هذه الحيوانات أمصالاً ضدية عالية الجودة ، وليس صحيحاً أن أمصال الماعز الضدية أفضل من أمصال الأرناب أو العكس . ويمثل مصل الحصان الضدي استثناءً بسيطاً ، وينزع إلى إحداث مشاكل أحياناً في اختبارات الترسيب في الهلامة بسبب المدى الضيق للترسيب .

## ١٢ - ٢ التمنيع

من الصعب وصف عملية منتظمة لتمنيع الحيوانات ، وذلك لأنها تتوقف على ذراري الحيوانات المتاحة وظروفها ، وعلى المستضد ، وعلى عدة عوامل أخرى . ولهذا توصف هنا صورة عامة ، ويجب تكييف تفاصيل خطة التمنيع تبعاً لنتائج العينات المفحوصة .

### المستضدات

يجب دائماً مزج المستضدات التي تم تحضيرها للتمنيع بمساعد فرويند Freund adjuvant الكامل قبل التمنيع . وهذا عبارة عن مزيج من الزيت ومادة مستحلبة ومتفطرات mycobacteria ميتة ، وله أثر معزز جداً لتفاعل الحيوانات للمستضد . ويفضّل مزج حجمين من المساعد مع حجم واحد من المستضد . ويجب مزج الاثنين جيداً حتى يتكون مستحلب . ويتم إنجاز هذا عادة بوضع المزيج في زرّاقة صغيرة ثم دفعه ومصه من فوهتها بالمكبس . وعندما يتم المزج فسوف لا تنتشر قطيرة منه عند وضعها على الماء .

## جرعة التنيع

يفضل دائماً إعطاء جرعة صغيرة من المستضد . فتكفي لجرعة الشروع ١٠ - ١٠٠ مكغ من البروتين ، بينما يمكن مع الجرعة المعززة إعطاء نفس مقدار المستضد أو أكبر منه . ويتوقف هذا على استجابات الحيوانات وتنزع جرعات المستضد الصغيرة إلى إعطاء أعداد عالية الألفة affinity وبعيارات عالية بينما تنزع الجرعات الأكبر إلى إعطاء أعداد أقل ألفة . ويوجد ضرر آخر لجرعات المستضد الأكبر وهو أن أي مستضد ملوث لديه فرصة أكبر في تثبيته الحيوانات فنسج بذلك ضد أقل نوعية .

## الحجم

يخضّر المستضد في محلول ملحي ثم يمزج بالمساعد ليكون المزيج حوالي ١ - ٢ مل . أما الأحجام الأكبر فإنها تسبب ألماً للحيوان ولكن يمكن بالطبع زرقها في مواقع مختلفة .

## المواقع

نحن نمنع بزرقات داخل العضل في كفل rump معظم الحيوانات . وتكون الحُقن تحت الجلد أو داخل الجلد أيضاً مقبولة ، ولكن الحُقن داخل الوريد تكون خطراً على الحيوان وستعد أن تنتج استجابة ضدية جيدة . وتختلف الآراء بشأن موقع وتوقيت الحُقن ، ولكل باحث برنامج محدد ، ولكن تعتبر محاولة البدء بحُقن داخل العضل قاعدة حسنة ، وإذا لم يستجب الحيوان يُحاول الحُقن في موقع آخر . وإذا جابهت المرء مشاكل في إنتاج أمصال ضدية فإن الموقع يكون أقل أسباب المشاكل احتمالاً .

## التوقيت

لا يمكن إنتاج أمصال ضدية جيدة في أقل من ستة أسابيع . بعد الجرعة الأولية يمكن إعطاء جرعة معززة booster بعد ثلاثة أسابيع ، ثم بعد ذلك إذا لزم الأمر . كما أن إعطاء جرعات متزايدة بالتدرج من المستضد قد تعطي استجابات أحسن أثناء برنامج تمنيع مديد . ويفضل عادة ترك فترة طويلة بين بعض الجرعات المعززة وبعض . ولكن تتباين النتائج تبانياً كبيراً باختلاف الحيوانات ، ولهذا يجب اختبار الحيوانات بانتظام لتعيين مدى التقدم .

## ١٢ - ٣ فصد الحيوانات Bleeding

### الأرانب

يستعمل وريد الأذن للفصد الاختباري والفصد الغزير . ويمكن الحصول على تفاصيل دقيقة من الكتب المرجعية ولكن تجدر الإضافة بأنه يمكن الحصول على فصد سريع بيزل شريان الأذن وتثبيت الإبرة فيه .

## الخرف والماعز والحمير والحيول

يتم فصد هذه الحيوانات من أوردة العنق التي توجد وحشيًا الحنجرة ويمكن جسها بسهولة .  
توضع عاصبة tourniquet غير مربوطة بإحكام حول الرقبة ، ثم نغرز إبرة في الوريد المختنق .  
وعندما يراد فصد غزير ، يمكن تثبيت أنبوب في الإبرة ليدع الدم يجري في وعاء . ومرة أخرى  
توجد معظم هذه التفاصيل في الكتب المرجعية . وليس من الحكمة بصفة عامة قتل حيوان للحصول  
على أحجام كبيرة من الأمصال الضدية ، لذلك يفضل إجراء الفصد على أيام متتابعة .

### توقيت عمليات الفصد

يجب إجراء عمليات الفصد الاختباري بعد سبعة أيام من آخر حقنة للمستضد فإذا كان المصل  
الضدي ضعيف الجودة في هذه المرحلة فإنه لن يتحسن ويجب متابعة التمتع .

وإذا كان المصل الضدي عالي الجودة في عملية الفصد الاختباري ، فإنه يجب فصد الحيوان بأكبر  
قدر ممكن على مدى الأيام القليلة التالية . وذلك لأن المصل الضدي يتغير من يوم ليوم . ومن  
الأفضل دائما الحصول على دفعة واحدة من عملية تمتع واحدة .

## ١٣ - فصل واختبار وتجهيز الأمصال الضدية

### مقدمة

عندما يصل المصل الضدي من حيوانات ممتعة إلى عيار مقبول وجودة مقبولة ، فإن من الواجب  
فصد الحيوان في أسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن . فهذا يضمن الحصول على جمعية pool كبيرة  
واحدة من مصل ضدي معروف الجودة . بعد ذلك يتم تجهيز المصل الضدي وتطبيق لذلك ضوابط  
جودة صارمة . وقد يلزم امتزاز الأضداد الملوثة وقد يفيد تحضير جزء غني بالألبيج ج .

## ١٣ - ١ فصل المصل

يمكن فصل المصل إما بالأخذ المباشر للمصل من دم متخثر أو بتحضير بلازما وتحويلها إلى  
مصل .

### فصل المصل من دم متخثر

يسمح للدم بالتخثر في أنابيب أو حواجل في حمام مائي بدرجة حرارة ٣٧° لمدة ٣٠ - ٦٠  
دقيقة . تُرَحَّح الخثرة بعناية من الحافة ويسمح لها بالانكماش في فترة ٣٠ دقيقة أخرى في درجة  
حرارة الغرفة . يُسحب المصل وينبذ ثم يتابع تجهيزه بحسب المطلوب .

هذه العملية أسهل من الناحية الفنية من فصل البلازما ، ولكن كثيراً ما يحتوي المصل على  
هيموغلوبين فيتلون بلون أحمر بُني . وتكون الحصيصة أيضاً أقل مما في حالة أخذ البلازما . ولذلك  
تستعمل هذه الطريقة على الخصوص في عمليات الفصد الاختباري .



## فصل البلازما

يؤخذ الدم في أنابيب أو حواجل تحتوي على مضاد التخثر ( مثل الهيبارين heparin أو محلول الدكستروز — سترات Dextrose-citrate المستعمل في خدمات نقل الدم ) ، وتفصل البلازما عن الكريات بالتنبيذ . يضاف الترومبين Thrombin أو البروتامين Protamine لمعادلة مضاد التخثر وتُزال الجلطة الناتجة بالترشيح أو التنبيذ .

### تعليقات

تتوقف ظروف الحفظ على البرنامج الزمني لتابعة تجهيز المصل :

- أ - يمكن حفظ الأمصال بدون مواد حافظة في درجة حرارة  $4^{\circ}$  س لفترات قصيرة ( عدة أيام ) .
- ب- يجب تجميد الأمصال وحفظها في درجة حرارة  $-20^{\circ}$  س للفترات التي تزيد على أسبوع .
- ج - كبديل يمكن حفظ الأمصال في درجة حرارة  $4^{\circ}$  س بعد إضافة مواد حافظة ( مثلاً ١ غ من أزيد الصوديوم / لتر ) لفترات طويلة ( شهور ) .
- د - للحفظ على مدى طويل يوصي بإضافة مثبّط البروتياز Protease inhibitor ( حمض إيسيلون — أمينو كاربويك ٣ غ / لتر ) إلى المصل وتخفيض الباهاء pH إلى ٦,٥ — ٦,٠ بدائرة أسيتات ، ويجب حفظ المصل درجة حرارة  $-20^{\circ}$  س .

## ١٣ — ٢ اختبارات مراقبة الجودة

- يجب اختبار عينات الاختبار لتعيين الفاعلية potency ( العيار titre ) والنوعية specificity . ويجب كذلك اختبار عينات الدم الكبيرة لتحري التلوث والألفة ( إن أمكن ذلك ) .

### العيار Titre :

تختبر الأمصال الضدية للأجج ج والأجج م بطريقة الانتشار المناعي المتشعع العكسي ( مانتشيني Mancini ) مقابل مصل ضدي مرجعي ( انظر الفصل ١ ، القسم ٢ ) .

ويجب اختبار المصل الضدي لبروتينات ذات وزن جزيئي منخفض مثل النمط كابا kappa أو لامدا lambda من السلسلة الخفيفة Light chain ( للغوبلين المناعي ) باستعمال طريقة مانتشيني التقليدية وليس بطريقة مانتشيني العكسية . ويستعمل المصل الضدي المرجعي على صفيحة مقابل تخفيفات من المستضد ، والمصل الضدي المفحوص على صفيحة أخرى مقابل تخفيفات مماثلة من المستضد ( انظر الفصل ١ ، القسم ١ ) .

ويمكن اختبار الأمصال الضدية لبروتينات المصل الكامل بطريقة الرحلان المناعي ومقارنتها بمصل ضدي مرجعي ( الفصل ١ ، القسم ٣ ) .

ويعبّر عن العيار بمقلوب آخر تخفيف للمصل يعطى تفاعلاً إيجابياً .

## النوعية specificity

يجب إجراء الانتشار المناعي المزدوج ( أوتخترلوني ouchterlony ) مقابل مستضد معلوم ( الفصل ١ ، القسم ٤ ) . ويستحسن توضيح خط تعيين الهوية مقابل مصبل ضدي مرجعي . ويمكن أيضا إجراء طريقة الرحلان المناعي ( انظر أدناه ) .

## التلوث

يجب إجراء طريقة الرحلان المناعي مقابل مصبل بشري كامل أو أجزاء فث Fc للغلوبينات المناعية ( الفصل ١ ، القسم ٣ ) ، والرحلان المناعي الثنائي البعد ( الفصل ١ ، القسم ٥ ) باستعمال كميات كبيرة من المستضد والضد . ولكي يمكن اكتشاف مقادير ضئيلة من الأضداد الملوثة، يمكن استعمال طرائق أخرى أكثر حساسية ( مثلاً : الرحلان الكهربائي الصاروخي rocket ) . وإذا كان يلزم استعمال المصل الضدي في مقايسات شديدة الحساسية ( مثل المقايسة المناعية الشعاعية ) ، فإنه يجب اختباره بهذا النظام .

## الألفة Affinity

قد يُطلب أحيانا معرفة الألفة لمصل ضدي . ويمكن اختبار ذلك بطريقة قياس الكدر nephelometry أو طريقة المقايسة المناعية الشعاعية radioimmunoassay . ولكن يمكن الوصول إلى تقدير تقريبي لألفة مصبل ضدي بطريقة مانتشيني اله سية ( الفصل ١ ، القسم ٢ ) وبدل حصول رسابة قناعية محددة وكثيفة في العادة على ألفة عالية للمصل الضدي . ويجب عمل مقارنة بين المصل الضدي المفحوص وبين مصبل ضدي مرجعي .

## ١٣ — ٣ امتزاز Adsorption الأضداد الملوثة

ينتج التنيع بغلوبلين مناعي معيّن طيفاً واسعاً من الأضداد لمعيّنات determinants المستضد الموجودة على جميع أقسام الجزيء . وحيث أن جميع أصناف الغلوبينات المناعية تحتوي على نفس نمط السلاسل الخفيفة ، فيلزم إزالة الأضداد لهذه السلاسل لكي يصبح المصل الضدي نوعياً specific لصنف معيّن من الغلوبينات المناعية . وقد تم تصميم الإجراءات المبينة أعلاه لإنتاج الجزء فث Fc من الجزيء ( القسم ١٠ ، ١١ ) للتقليل بقدر الإمكان من هذه المشكلة . ولكن قد لا يكون امتزاز السلسلة الخفيفة بقياس ضرورياً في العادة وبالإضافة إلى ذلك فقد تحتوي بعض المستضدات ( مثلاً الأيچ م — فث ) على ملوّنات من بروتينات أخرى ( مثلاً الأيچ أ ، الأيچ ج ) يُنتج ضدها أضداد في الحيوانات المنوّعة . ويجب إزالة هذه الأضداد . وفي ما يلي أمثلة لإجراءات امتزازها .

اختبار مصبل ضدي مقابل الأيچ ج للتفاعلية المتصالبة للسلسلة الخفيفة

## المواد

مصل ضدي للأيچ ج البشري الكامل  
جميعه محلول سلسله خفيفة بشرية


أنابيب اختبار صغيرة  
أجهزة للانتشار المناعي  
مصل بشري طبيعي

الطريقة

- يوضع ٥٠ مكمل من ضد الأيج ج في كل من أربعة أنابيب  
يوضع في الأنبوب ١ مقدار ٢ مكمل من جميعة محلول السلسلة الخفيفة (= أ)  
يوضع في الأنبوب ٢ مقدار ٥ مكمل من جميعة محلول السلسلة الخفيفة (= ب)  
يوضع في الأنبوب ٣ مقدار ١٠ مكمل من جميعة محلول السلسلة الخفيفة (= ج)  
يوضع في الأنبوب ٤ مقدار ٢٠ مكمل من جميعة محلول السلسلة الخفيفة (= د)

يتم التأكد من مزج المحاليل جيداً بعد إضافة محلول السلسلة الخفيفة ، ثم تترك في درجة حرارة الغرفة لمدة خمس دقائق .

يتم اختبار الامتزازات الأربعة بالإضافة إلى مصلى غير ممتز بطريقة الانتشار المناعي ، كما هو مبين في الشكل ١٢ .



الشكل ١٢

### المفتاح

البشر	١ = ١	مكمل من محلول السلسلة الخفيفة	البشر أ = امتزاز أ ١٠	مكمل
	٢ = ٣	مكمل من محلول السلسلة الخفيفة	ب = امتزاز ب ١٠	مكمل
	٣ = ٤	مكمل من محلول السلسلة الخفيفة	ج = امتزاز ج ١٠	مكمل
	٤ = ١	مكمل من مصطل بشري طبيعي	د = امتزاز د ١٠	مكمل
	٥ = ٢	مكمل من مصطل بشري طبيعي	هـ = مصطل ضدي غير ممتز ١٠	مكمل
	٦ = ٤	مكمل من مصطل بشري طبيعي		

## التائج

يمكن رؤية الإزالة المترتبة لضعف السلسلة الخفيفة من التخليص المترقي لخطوط المرسة حول البثرين ب و ج . كما أنها تبين أيضاً كمية مستحضر السلسلة الخفيفة اللازم لامتناز حجم كبير من المصل الضدي .

## إجراءات الامتناز

توصف طريقتان لهذا الغرض في الفصل ٤ : مازات مناعية immunoadsorbents لاذواب محضرة على السيفاروز ٤ ب ( انظر القسم ١٨ - ١ ) ومازات متصالبة الارتباط cross-linked محضرة بالغلوتيرالدهيد gluteraldehyde ( انظر القسم ١٨ - ٢ ) . يمكن استعمال الطريقتين بنجاح ولكن يوصي المؤلفون باستعمال طريقة الغلوتيرالدهيد . يجب رصد عمليات الامتناز باختبارات مراقبة الجودة كما هو موصوف في القسم ١٣ حتى يكون المصل الضدي مقبولاً .

## ١٣ - ٤ إنتاج جزء غني بالأيج ج من المصل الضدي

يفضّل تنقية المصل الضدي الحيواني لتحضير جزء غني بالأيج ج للأسباب التالية :

- (١) لأنها ضرورية لعملية الاقتران بالملون المتألق fluorochrome .
- (٢) يكون تلون الخلفية أقل عند استعمال المصل الضدي في اختبارات ترسيب الهلامة .
- (٣) أيّ مصل ضدي أكثر نقاوة وبه بروتين خامل أقل ، يكون أفضل لقياس الكدر والتفاعلات الأخرى للضعف .

ولا تكاد المنهجية تختلف عما هو موصوف بالنسبة للأيج ج البشري ( انظر القسم ٧ ) إلا بتعديلات قليلة .

فالزيادة المناسبة للأحجام الكبيرة ضرورية .

ويجب استعمال الدواريء الفسفاتية الآتية بحسب أنواع الحيوانات المستعملة للتمنيع :

الخرف والماعز = ٠,٠٣ مول ، باهاء ٧,٢

الأرانب = ٠,٠٢ مول ، باهاء ٧,٢

ويجب إعادة اختبار جزء الأيج ج المحضّر باختبارات مراقبة الجودة كما سبق وصفه .

## ١٣ - ٥ التجفيد ( التجفيف بالتجميد ) Lyophilization

يمكن تجفيد الأمصال الضدية ( أو أجزاء الأيج ج ) في مؤسسات لديها مرافق خاصة لهذا الغرض . ولا يُورد في هذا الدليل وصف للعمليات الفنية للتجفيد لأنها تتوقف على الأجهزة المتاحة .

الأمصال الضدية ( أو أجزاء الأنج ج ) شديدة الحساسية للتمسخ denaturation . ولهذا يجب إتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تمسخ هذه المواد أثناء التجفيد والحفظ ( درجة الحرارة ، الرطوبة المتبقية ، استخدام المثبتات ، الخ ) ، ويجب إجراء اختبارات الفاعلية ( العيار ) على العينات المجمدة .

#### ١٤ — تحضير مصلي ضدي لجميع مكونات المصل البشري الكامل

يلزم مصلي ضدي للمصل البشري الكامل لاختبار نوعية المستضدات ومستحضرات المصل الضدي ولدراسة تركيزات بروتينات كثيرة ومختلفة في المصل في نفس الوقت . ولتحضير هذا المصل نندي تُمنع حيوانات بمصل بشري طازج أو بلازما بشرية طازجة . ولكن في هذه الحالة يبحث المرء عن مُنتج متوازن ، أي مصلي ضدي يعطي خطوطاً بالرحلان الكهربائي ضد ١٥ أو ٢٠ من البروتينات وقد يلزم تعزيز استجابة الحيوان بأجزاء محددة من المصل بحيث يمكن الحصول على التوازن . ومن واقع خبرتنا وجد أن البروتينات الألفية — ١ alpha-1-proteins هي الأقل استمناعاً immunogenicity ، ولهذا فقد يلزم تعزيز استجابة الحيوانات بمثل هذا الجزء .

ويتطلب تحضير منتج جيد التوازن توافر خبير واسع القمرس وطيف واسع من الاختبارات لرصد التمنيع وإجراء اختبارات مراقبة الجودة .

ولهذه الأسباب نوصي باستعمال أمصال ضدية تجارية عالية الجودة ( مثلا سيوارد Seward ) لإجراء اختبارات مراقبة الجودة الموصوفة في هذا الدليل .



# الفصل الثالث

## تحضير المقترنات المتألقة التلويين

توصف هنا طرائق لاقتران الغلوبولينات المناعية مع الفلورويسئين fluorescein أو ايزوثيوسيانات الرودامين rhodamine isothiocyanate ، وتنقية المقترنات واختبارها .  
ويمكن استعمال مقترنات ذات جودة ملائمة في طرائق التألق المناعي المباشرة أو غير المباشرة .

### ١٥ - اقتران الغلوبولينات المناعية مع الفلورويسئين / أو ايزوثيوسيانات الرودامين

#### مقدمة

إن التركيب الكيميائي لأيزوثيوسيانات الفلورويسئين ( ف أ ث س ) وايزوثيوسيانات تتراميثيل رودامين ( ت ر أ ث س ) متماثل ويمكن اقترانهما كيميائياً مع البروتينات بواسطة المجموعات الأمينية الإيسيلونية epsilon لليزين lysine . وأحسن ما يحدث هذا الاقتران عند باهاء pH ٩ ، تنصّف المواد المتألقة التلويين بأنها تستثار بالضوء فوق البنفسجي على مدى حزمة موجبة ضيقة ، فتصدر عندئذ تألقاً بلون مميز .

#### المواد

- أجزاء أيج ج منقّاه من مصّل ضدي ( مثلاً ضد أيج ج بشري و ضد أيج م بشري ) في دارة ملحّية فسفاتية ( م د ف PBS ) ، ٠.٠٥ م ، باهاء ٧,٤ .
- دارة كربونات / بيكربونات ، ٠.٥ م ، باهاء ٩,٠ . يجب تحضير هذه الدارة قبل عملية الاقتران مباشرة : ٣٧ غ بيكربونات الصوديوم  $\text{NaHCO}_3 + ٦$  غ كربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  في ١ لتر ماء مقطر في درجة حرارة صفر° س . يجب التحقق من الباهاء وضبطها إذا لزم الأمر .
- الزمير ١ لايزوثيوسيانات الفلورويسئين ( BDH - Cat No. 44041 ) ، ٠,١ غ .
- ايزوثيوسيانات الرودامين ب ( BDH, Cat. No. 44087 ) ، ٠,١ غ ( BDH Chemical Ltd., Poole, Dorset BH12 4 NN, U.K.)
- ثنائي ميثيل سلفوكسيد Dimethyl sulphoxide —  $\text{CH}_3\text{SO}\cdot\text{CH}_3$  ( BDH - Cat. No. 14021 ) ١٠٠ مل
- دارة ملحّية فسفاتية ٠.٥ م ، باهاء ٧,٤
- معيار غلوبلين مناعي بشري ( ١ مغ / مل )



سيفاديكس ٢٥ ج ( فارماسيا Pharmacia )

— جليد

— دائرة فسفاتية ٠,١٧٥ , مول ، باهاء ٦,٣ ( انظر الملحق )

— كلوريد الصوديوم NaCl

— دياء سلولوز DEAE-cellulose ، سبق تضخيم حبيباته (DE-52, Whatman)

— أغار في الدائرة الملحية الفسفاتية يحتوي على ٢٪ بولي ايثلين غليكول polyethylene glycol

## الأجهزة

مصاص باستور Pasteur

مصاص مدرجة ١٠ ، ٥٠ ، ١٠٠ مل

مخابير مدرجة ١٠ مل ، ١٠٠ مل ، ١ لتر

مقياس باهاء أو أوراق باهاء ذات مجال ضيق ٦ - ٨ ، ٨ - ١٠

موازين ذات مجال مكغ / مغ

أنابيب ديبال فيسكينغ Visking ضيقة

دوارق ٥٠ مل ، ١ لتر

قوارير عادية

قضبان محرّكة صغيرة

محرك مغناطيسي

مقياس ضوئي طيفي يقرأ على موجات ٢٨٠ nm ، ٤٩٦ nm ، ٥٤٦ nm

أعمدة ٢ × ٥٠ سم

عسود ١ × ٢٠ سم

صفائح زجاجية مربعة بضلع ١٠ سم وعلب ، أو علب بتري Petri بلاستيك بقطر ٥ سم

أنابيب اختبار صغيرة سعة ١,٠ - ٢,٠ مل وحوامل

ملاوق صغيرة وكبيرة

## الطريقة

تؤخذ محاليل من غلوبولينات مناعية ج منقاة سبق تحضيرها ، مثلا ضد أنج ج بشري ، ضد أنج م بشري .

تقاس تركيزات البروتين بمقياس ضوئي طيفي على موجة ٢٨٠ nm

$$1 \text{ غ } \% \text{ غلوبولين مناعي} = 13,5 \frac{1 \text{ سم}}{280 \text{ nm}}$$

يخفف كل مستحضر في الدائرة الملحية الفسفاتية بتركيز ٥ مغ / مل ، ويؤخذ منه مقدار ١٠ مل  
توضع المحاليل في أكياس الديال ، وتُدال مقابل ١٠ أمثال حجمها من دائرة كربونات / بيكربونات في  
درجة حرارة صفر - ٤° س لمدة ٤ ساعات مع التحريك وتغيير الدائرة بعد ساعة وساعتين .

يوزن ٢٥ مكغ من إيزو — ثيوسيانات الفلوريسيئين أو إيزوثيوسيانات تتراميثيل رودامين لكل مغ من البروتين المراد وسمه ( أي لكل ٥٠ مغ بروتين يوزن ١,٢٥ مغ من الكاشف ) .

يذاب المتألق المناعي في ١,٠ مل من ثنائي ميثيل سلفوكسيد في درجة حرارة ٤° س ويحبس هذا المحلول في كيس الديال . يوضع كيس الديال مع قضيب تحريك صغير في قارورة عادية سعة ٢٠ مل ، ثم يصب محلول الغلوبلين المناعي المدال وتغطي القارورة . توضع القارورة في دورق سعة ٥٠ مل مملوء بالثلج ، ثم يوضع المحرك المغناطيسي ويُجرى الديال مع تحريك هادئ لمدة ٢ — ٤ ساعات في درجة حرارة صفر° س . يجب التحقق من أن الباهاء تبقى ٩,٠ يضاف مزيد من الدارئة إذا لزم الأمر . وأثناء حدوث هذه العملية ، يعبأ العمودان ٢ سم × ٥٠ سم بالسيفاديكس ج ٢٥ في دائرة ملحية فسفاتية ( سبق تحضيرها ) .

توضع بواسطة محمص باستور المادة المقترنة على عمودتي السيفاديكس ج ٢٥ . وعندما يتسرب هذه المادة تماماً إلى طبقة الهلامية ، توضع مكانها دائرة ملحية فسفاتية . وعندما يتسرب البروتين خلال الأعمدة فسوف ينفصل شريط متقدم من الكاشف المقترن الملون عن البروتينات غير المقترنة وعن الملون المتألق . يجمع الشريط المتقدم في عينات بحجم ٢ مل أثناء شطفها من العمود .

تحفظ المحتويات في درجة حرارة ٤° س لإجراء عملية التجزيء التي يجب القيام بها خلال يوم إلى يومين .

## ١٦ — تجزيء المقترنات على الدياء سلولوز DEAE

### مقدمة

إن المستحضرات المقترنة بأضداد عالية النقاوة — حتى مع العناية الفائقة في تحضيرها — تميل إلى إعطاء مستويات لا يمكن قبولها من التلوين غير النوعي للنسج والخلايا . والسبب في ذلك أن بعض جزيئات البروتين تتكدس ، وبعضها الآخر يحمل الملون المتألق أكثر مما ينبغي . ويمكن إزالة الوسم اللانوعي — إلى حد كبير — بفصل الجزيئات المقترنة تبعاً لشحنتها على دياء السلولوز DEAE باستخدام ثلاثة تركيزات ملحية .

### المواد

كما في القسم ١٥ .

### الطريقة

تؤازن البروتينات المقترنة بالديال مقابل ١٠٠ ضعف حجمها من دائرة فسفاتية ٠,٠١٧٥ مول PO<sub>4</sub> بيهاء ٦,٣ طوال الليل في درجة حرارة ٤° س .

يوازن دياء السلولوز مقابل نفس دائرة البداية ( ١ غ دياء سلولوز لكل ٢٠ مغ من البروتين ) . يعبأ عمودا ١ سم × ٢٠ سم بالدياء سلولوز المتوازن ( انظر القسم ٧ ، ٢٠ ) .

يؤخذ ٢,٠ مل من الغلوبولين المناعي المقترن الذي سبقت موازنته بدائرة البداية وتكرر خلال العمود باستخدام دائرة البداية . يُجمع الجزء الملون المشطوف ( غير المرتبط ) ( ج ١ ) ويُغسل العمود بدائرة البداية . ثم تجمع شطافة الجزء الثاني ( ج ٢ ) باستعمال الدائرة الفسفاتية ٠,٠١٧٥ مول  $PO_4$  المحتوية على ٠,١٢٥ مول من كلوريد الصوديوم NaCl ، ويُغسل العمود بهذه الدائرة . واخيراً تُجمع شطافة الجزء الثالث ( ج ٣ ) في الدائرة الفسفاتية ٠,٠١٧٥ مول المحتوية على ٠,٢٥ م من كلوريد الصوديوم .

يُدال dialyse كَل من الأجزاء المشطوفة ( ج ١ - ج ٣ ) مقابل ١٠٠ ضعف حجمها من الدائرة الملحية الفسفاتية في درجة حرارة ٤° س ، باستعمال الديال مع التخلية vacuum dialysis لتركيز كل جزء مشطوف إلى حجم حوالي ١,٠ مل . تحفظ هذه الأجزاء في أوعية مغطاة في درجة حرارة ٤° س . يمكن إضافة أزيد الصوديوم ( ١ مغ / مل ) لحفظها لفترات أطول . ينبغي عدم تجميد الأجزاء ثم تسييحها . وأفضل وسيلة للاحتفاظ بمقترنات نشيطة لفترات طويلة هي تجميدها freeze-drying وحفظها في أوعية مغطاة بإحكام في درجة حرارة ٢٠° س . يجب عدم تجميد المقترنات المُستنشأة reconstituted وإنما يجب حفظها في درجة حرارة ٤° س .

## ١٧ - اختبارات مراقبة الجودة

### ١٧ - ١ تعيين عيار ضدي كافٍ للمقترنات

#### مقدمة

تكفي معايرة بسيطة بالانتشار في الهلامة لاختبار أن الأجزاء المشطوفة من المقترنات بها ضد طليق يكفي للعمل جيداً في اختبارات التألق . وهذا الاختبار مفيد أيضاً في مقارنة عيار الضد لمقترنات حديثة التحضير ومقترن معياري موجود مسبقاً .

#### الطريقة

تحضّر صفائح الانتشار في الهلامة في أغار مذاب في دائرة ملححية فسفاتية ويحتوي على ٢٪ بولي ايثيلين غليكول ، وتُحفر آبار بأتماط معيارية .

يوضع في كل بئر مركزية محلول المستضد ( مثلاً أيج ج بشري منقّى أو مصّل بشري كامل ) بتخفيف حوالي ١ مغ / مل ( مصّل كامل بتخفيف ١ : ١٠ في دائرة ملححية فسفاتية ) ويوضع المقترن في الآبار الخارجية صيرفاً neat ( بدون تخفيف ) ومخففاً بالمضاعفة حتى  $\frac{1}{32}$  في الدائرة . وتستعمل حلقة كاملة من الآبار لكل مستحضر . تترك الصفائح طوال الليل في وعاء رطب ثم تفحص التفاعلات .

#### تعليقات

على سبيل الاستئناس يجب أن تعطى المقترنات ذات العيار الكافي من الضد ومن التألق خطوط ترسيب واضحة بين بئر المستضد وآبار الضد في تخفيف لا يقل عن عيار ١ : ١٦ ، كما يجب أن يكون هذا التخفيف بلون جيد .

## ١٧ — ٢ تعيين نسبة وسم الملون المتألق إلى البروتين في المقترن

### مقدمة

تعتمد خصائص الوسم الجيدة للمقترنات على تحقيق درجة ملائمة من الاقتران بين جزيئات الملون المتألق وجزيئات البروتين . وحيث أن عدد جزيئات الملون المتألق التي ترتبط ببروتين ما تتغير الشحنة الكلية للجزيء ، فسوف يؤدي شطف المقترن من دياء السلولوز على مراحل بملح متزايد ، إلى فصل الجزيئات إلى أجزاء تتزايد فيها النسب المولية molar للملون المتألق والبروتين .

وتكون نسب الكثافة الضوئية للمقترنات المقبولة عادة حوالي ١:١ عندما تقاس الكثافة الضوئية للمقترنات عند ذروة طول موجة الامتصاص للملون المتألق وللغلوبلين المناعي . ويكون التخفيف الملائم للمقترن الصرّف ( بدون تخفيف ) لهذا الغرض حوالي ٤٠:١ في الدارئة الملحية الفسفاتية .

ذروة طول موجة الامتصاص للملون المتألق الفلوريسئيني المقترن مع بروتين = ٤٩٥ نـم  
ذروة طول موجة الامتصاص للملون المتألق الرودايني المقترن مع بروتين = ٥٤٦ نـم  
ذروة الامتصاص للبروتين ( ذروة الامتصاص للتيروزين ) = ٢٨٠ نـم

### الطريقة

يُحضر ٢ مل من تخفيف ٤٠:١ من كل جزء مشطوف من المقترنات وتقاس الكثافة الضوئية بطول موجة ٢٨٠ نـم وذروة طول موجة الامتصاص للملون المتألق . ثم تحسب نسبة الامتصاص تبعاً للمعادلة الآتية :

$$\text{الفلوريسئين : بروتين} = \frac{\text{ط } ٤٩٥ \times ٢,٨٧}{\text{ط } ٢٨٠ - \text{ط } ٤٩٥ \times ٠,٣٥} \text{ [ ط = انطفاء Extinction أي كثافة ضوئية ]}$$

$$\text{الروداين : بروتين} = \frac{\text{ط } ٥٤٦ \times ٦,٠٦}{\text{ط } ٢٨٠ / ١,٤}$$

### تعليقات

تشير القيم التي هي أقل من ٠,٥ ( ملون متألق / بروتين = م/م ) إلى نسب اقتران منخفضة ، وهذه تعطي تلوينا ضعيفاً حتى لو كان عيار الضد مقبولاً . ويُتوقع عادة أن تعطي القيم التي هي أعلى من ١,٥ ( م/م ) مشاكل التلوين اللانوعي لأن العدد الكبير من جزيئات الملون المتألق على الضد يعطيه خصائص عالية الشحنة . ولهذا يُوصى باستعمال مقترنات بنسب م : ب بين ٠,٥ و ١,٥ في اختبارات التألق المناعي المباشرة وغير المباشرة . ويمكن بصفة استثنائية استعمال مقترنات بنسب أعلى للكشف عن مستضدات سطحية على الخلايا الحية ( مثلاً المستقبلات receptors على اللمفاويات lymphocytes ) .

## ١٧ — ٣ اختبار الملون المتألق الطليق في المقترنات المحفوظة

### مقدمة

أثناء حفظ وحزن مقترنات الملون المتألق — والصد كاستحضرات مجمدة أو مجمدة (Freeze-dried)، يلاحظ أن نسبة معينة من الملون المتألق تتحرر من البروتين . وهذا يتدخل في نوعية الوسم وفي جودة الخلفية في المستحضرات الملونة ولهذا يجب إزالته . وفيما يلي طريقة بسيطة يجب إجراؤها بصفة روتينية مع جميع المقترنات المُستثناة reconstituted .

### الطريقة

يحضّر عمود صغير من السيفاديكس ج ٢٥ في دائرة ملحية فسفاتية ( يمكن استعمال ممص باستور لهذا الغرض ) باستخدام الصوف الزجاجي في حشو طبقة السيفاديكس . تُجعل قطرة من المقترن المعاد بنيانه أو المذاب حديثاً تمر خلال العمود وتُتبع بمحلول الدائرة الملحية الفسفاتية . تلاحظ حركة الشريط الملون . يتحرك المقترن بدون ملون متألق طليق إلى الأسفل بسرعة بحجم بدايته بحيث لا يترك شريطاً ملوناً في أعلى العمود بينما يبقى الملون المتألق الطليق في أعلى العمود . وفي هذه الحالة الثانية يجب تنقية كمية المقترن بأكملها في عمود السيفاديكس ٢٥ ج أو إزالته مقابل دائرة ملحية فسفاتية في درجة حرارة ٤° س . ويفضل الديال في حالات عدم الرغبة في تخفيف المقترنات .

## ١٧ — ٤ اختبار نوعية وشدة المقترنات المتألقة التلوين بنظام المستضد المثبت ( كرات الركيزة المستضدية المحددة DASS defined antigen substrate ( spheres

### مقدمة

ثمة أمران لهما أهمية خاصة لمراقبة جودة المقترنات الضدية المتألقة — وهما نوعية الكواشف وشدة التألق المعطى عند معدلات مثل لاقتران الضد . ومن المفيد استعمال مستضد منقى مرتبط بحامل لا ذؤاب كبير من حُرز سيفاروز ( لا يعطي تألقاً ذاتياً للخلفية ) لكي يمكن تحديد هاتين الخاصيتين بدقة . ويمكن بسهولة غسل الحُرزات الموسومة وتحضيرها للفحص المجهرى على شرائح ، كما يمكن تقييم شدة الواسم المرتبط بعدد معياري إما بصرياً أو باستعمال مقياس ضوئي طيفي . ويمكن تعيين نوعية كواشف متألقة تختبر مقابل رعييل panel من الحُرزات المختلفة المُغللة بالمستضد antigen-coated ، وذلك بمستويات حساسية أعلى من تلك التي تعتبر مقبولة عملياً في التلوين المباشر أو غير المباشر أو كليهما لتُسج أو مستضدات جُسيمانبة particulate .

### المواد

حُرز سيفاروز — أيج ج بشري  
حُرز سيفاروز — أيج م بشري

مقترن فلوريسيثيني وروداميني بـضد الأبيج ج البشري  
 مقترن فلوريسيثيني ورودايني بـضد الأبيج م البشري  
 دائرة ملحية فسفاتية  
 مصات باستور  
 غليسول — دائرة ملحية فسفاتية  
 شرائح مجهرية ، وسواتر ، طلاء الأظافر  
 أنابيب صغيرة

مجهر فوق بنفسجي مجهز بالمرشحات الملائمة لكل من المشتق الفلوريسيثيني والرودايني

### الطريقة أ

يؤخذ حوالي ٠,٥ مل من معلق خرزات مغللة بالمستضد ويوضع في أنابيب اختبار صغيرة مستديرة القاع . يُبَدِّد المعلق بسرعة منخفضة ويُطرح الطافي . يعاد تعليق محتوى الأنبوب في المدارات الملحية الفسفاتية ويعاد التبييض وطرح الطافي . توضع تقسيمات قدرها ٥ مكل من الخرزات المتراسة لكل مستضد في أنابيب نظيفة لعمل صف من ٦ أنابيب لكل مستحضر مستضد — خرزات . يوضع في الأنبوب السابع ٥ مكل من خرزات عادية مغسولة ( غير مغللة بالمستضد ) .

تؤخذ عينات بمقدار ٢٠ مكل من المقترن الفلوريسيثيني أو الروداميني بكل من ضد الأبيج ج البشري و ضد الأبيج م البشري ويوضع كل منهما في أنبوب اختبار صغير . بالإضافة إلى هذين الأنبوبين توضع ٥ أنابيب أخرى لعمل صفين من ستة أنابيب حيث يكون الأنبوب الأول من كل صف يحتوي الآن على مقترن غير مخفف . يوضع في الأنابيب ٢ — ٦ من كل صف ٤٠ مكل من الدائرة . ثم في كل صف يُنقل ١٠ مكل من المقترن من الأنبوب ١ إلى الأنبوب ٢ ويمزج جيداً ( التخفيف = ٥:١ ) . يؤخذ ١٠ مكل من هذا الأنبوب (٢) وتُنقل إلى الأنبوب ٣ ( التخفيف = ٢٥:١ ) ، وهكذا لتعمل تخفيفات ١:٢٥ ، ١:٦٢٥ ، ١:٣١٢٥ .

يعاد عمل هذه السلسلة من التخفيفات للمقترن الثاني في الصف الثاني من أنابيب المقترن .

والآن يصبح لديك ٤ صفوف من الأنابيب :

الصف	أرقام الأنابيب
١- خرزات أيج ج	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ شاهد (بدون مستضد)
٢- خرزات أيج م	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ شاهد (بدون مستضد)
٣- مقترن ضد — أيج ج	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ شاهد (بدون مستضد)
غير مخفف	٥:١ ٢٥:١ ١٢٥:١ ٦٢٥:١ ٣١٢٥:١
٤- مقترن ضد — أيج م	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ شاهد (بدون مستضد)
غير مخفف	٥:١ ٢٥:١ ١٢٥:١ ٦٢٥:١ ٣١٢٥:١

باستعمال تخفيفات ضد — أيج ج في الصف ٣ ، تؤخذ عينات قدرها ١٠ مكل وتنقل إلى الأنبوب الملائم من خزرات أيج ج ( الصف ١ ) ، أي ينقل من الأنبوب (١) ضد — أيج ج إلى الأنبوب (١) خزرات أيج ج وهكذا . يستعمل تخفيف المقترن ١:٢٥ ( الصف ٣ ، الأنبوب ٣ ) ويضاف إلى أنبوب شاهد بدون مستضد ( الأنبوب ٧ من الصف ١ ) . تعاد نفس العملية مع نظام الأيج م بوضع تخفيفات الصف ٤ في الصف ٢ ( خزرات أيج م ) . يُحتفظ بالأجزاء التي لم تستعمل من تخفيفات المقترن فسوف تلزم للقسمة ب أدناه .

تُمزج الأنابيب جيداً وتغطى بالبارافيلم وتُحضن في درجة حرارة ٣٧° س لمدة ساعة . ثم تُنْبَد وتُغسل الخزرات الموسومة مرتين في الدائرة ، وأخيراً توضع الخزرات المغسولة الموسومة من كل أنبوب على شرائح منفصلة ، وتستر بإحكام . يمكن حفظ هذه الشرائح في الظلام في درجة حرارة ٤° س .

تُفحص شدة التلوين بمجهر فوق بنفسجي مجهز بالمرشحات الملائمة مع تسجيل تأثير تخفيف المقترن . يعين آخر تخفيف للمقترن يعطي أعلى شدة في التلوين . ويمكن أن يوصف هذا بأنه تخفيف العمل للمقترن . ويجب أن تنخفض شدة التلوين بعد هذا التخفيف إلى القدر الموجود في الخزرات غير المغللة بالمستضد .

#### الطريقة ب : اختبار نوعية المقترنات

بعد تعيين تخفيف العمل للمقترنات لحجم معياري من الخزرات الحاملة للمستضد الصحيح ، يكون من السهل التحقق من نوعية كل مقترن بالتحقق من أنه يحدث وسم ضئيل — أو لا يحدث إطلاقاً — لخزرات تحمل المستضد الخاطئ .

يوضع ٥ مكل من خزرات الأيج ج في كل من أنبوبين

يوضع ٥ مكل من خزرات الأيج م في كل من أنبوبين

يوضع ٥٠ مكل من تخفيف العمل لمقترن ضد الأيج ج على كل من أنبوب خزرات الأيج ج وأنبوب خزرات الأيج م .

يوضع ٥٠ مكل من تخفيف العمل لمقترن ضد الأيج م على كل من أنبوب خزرات الأيج ج وأنبوب خزرات الأيج م .

تُحضن جميع الأنابيب ثم تغسل وتوضع على شرائح وتفحص كما في الطريقة (أ) أعلاه .

وتسجل نتائج النوعية .

#### تعليقات

أ - اختبارات الضد المتألق طريقة عالية الحساسية للكشف عن مقادير ضئيلة من نوعيات ضدية غير مطلوبة لا يمكن ملاحظتها في نظم الترسيب في الهلامية . ولهذا فإنه من المهم جداً التأكد من أن تكون تخفيفات العمل للمقترنات نوعية بنظام كرات الركيزة المستضدية المحددة DASS أو اختبار مماثل .

ب - في القسم ١٩ « الطرق المكتملة » تفاصيل طريقة تحضير خزرات سيفاروز مقترنة بمستضد لمن يرغون في تحضير خزرات مغللة بمستضدات بأنفسهم . ولكن يمكن إمداد المختبرات بخزرات مغللة بالأبجج البشري والأبجج م البشري مجاناً عند الطلب من وحدة المنايعات ، منظمة الصحة العالمية ، ١٢١١ جنيف ٢٧ ، سويسرا .

ج - ينصح بإجراء التحقق النهائي لجودة الكواشف في مراكز متخصصة حيث يمكن عمل تقديرات كمية دقيقة ومقارنات مع كواشف مرجعية واختبارات للنوعية ( تقييم الجودة الخارجي ) . وقد قامت وحدة المنايعات بمنظمة الصحة العالمية بعمل ترتيبات لاختبار عينات من المنتجات التي تحضرها مختبرات مشتركة في هذا البرنامج في مراكز محددة عند طلب ذلك .

د - بالإضافة إلى اختبارات مراقبة الجودة للمقترنات الموصوفة أعلاه ، يجب ضم عدد من الاختبارات الأخرى للتطبيق الناجح لاستعمال المجهر المتألق في اختبارات مباشرة أو غير مباشرة أو كليهما ، وهي التالية :

**شواهد إيجابية :**  أي مقاطع نسج إيجابية للاختبارات المباشرة أو أمصال إيجابية للاختبارات غير المباشرة . ويمكن استعمال عيارات أمصال إيجابية معلومة في مقارنة جودة الدفعات المختلفة من المقترنات .

**شواهد سلبية :**  أي أمصال سلبية معروفة أو دائرة ملحية فسفاتية أو كلاهما لاختبار نوعية التفاعل .

**شواهد مُحَصرة blocking controls :** أي إحصار الاختبار الإيجابي بضد غير مقترن ( من نفس الصنف والنوعية ) قبل استعمال المقترن .





## الفصل الرابع

### طرائق مكملية

١٨ — تحضير واستعمال مازات مناعية immunoadsorbents لا ذوّابة بغية امتزاز الأمصال الضدية

١٨ — ١ أعمدة السيفاروز — المستضد

يغسل السيفاروز ٤ ب Sepharosc 4B (فارماسيا) في ماء . يعلق ٢٠ غ في ٥٠ مل ماء ثم يضاف ٢ غ بروميد سيانوجين (CNBr) صلب مع التحريك في خزانة بخار . تعدّل الباهاء pH إلى ١١ بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH ٢ مولي وتُستبقى كذلك . يُنهي التفاعل بعد ٨ — ١٠ دقائق بالترشيح والغسل في ماء بارد ثم في محلول بيكربونات الصوديوم  $\text{NaHCO}_3$  ٠,١ مولي . وبدلاً من كل ذلك يمكن شراء سيفاروز منشط بروميد سيانوجين مباشرة من شركة فارماسيا (انظر الملحق) .

يضاف السيفاروز المنشط للمستضد (حوالي ٣٠٠ مغ في ٦٠ مل من محلول بيكربونات الصوديوم ٠,١ مولي) ويحرك في درجة حرارة ٤° س لمدة ١٢ — ١٦ ساعة — ثم يغسل بغزارة بالماء مقطر ، ثم الدارئة الملحية الفسفاتية ثم حمض الأستيك ٠,٥ مولي وأخيراً الدارئة الملحية الفسفاتية مرة أخرى . يمكن عندئذ تعبئة المادة في عمود واستعمالها في إزالة أضداد غير مرغوب فيها من ١٠٠ مل من المصل الضدي في كل مرة . وبين كل حجم من المصل الضدي يمكن تصفية العمود الماز من الضد المرتبط بالغسل الغزير بدارئة غليسرين حمض هيدروكلوريك ٠,١ مولي أو حمض أستيك باهء pH ٣,٢ ، ثم يغسل بغزارة بالدارئة الملحية الفسفاتية حتى ترتفع باهء الشطافة eluate إلى ٧,٢ — ٧,٤ .

١٨ — ٢ مازات مناعية متصالبة الروابط لمستضد بروتيني

يمكن تحضير مستضدات بروتينية لا ذوّابة بالارتباط المتصالب مع الغلوترايدييد gluteraldehyde . والمثال على هذا هو الأيچ ج البشري ، ولكن يمكن تطبيق نفس العملية بالنسبة إلى السلاسل الخفيفة والملوّثات الأخرى .

يذاب ٢٥٠ مغ من المستضد في ٥ مل دارئة فسفاتية  $\text{PO}_4$  ٠,١ مولي باهء ٧,٠ . يضاف ١ مل من محلول مائي من الغلوترايدييد ٢,٥٪ قطرة قطرة مع التحريك . يسمح للهامة التي تتكون بالبقاء في درجة حرارة الغرفة لمدة ٣ ساعات ، ثم تُهرس إلى جسيمات صغيرة . تغسل هذه بغزارة بالماء ثم بدارئة فسفاتية  $\text{PO}_4$  ٠,٢ مولي باهء ٧,٤ ، ودارئة غليسرين — حمض

الهدروكلوريك ٠,١ مولي باهاء ٣,٢ ثم عدة مرات بالدائرة الملحية الفسفاتية باهاء ٧,٤ .  
وأفضل استعمال لهذه المادة يكون على شكل معلق دقيق يضاف بحجم مساوٍ إلى المصل الضدي  
ويُحرَّك في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة عدة ساعات . يمكن عندئذ فصل المصل الضدي المتمز  
بعد التبيد وإستثناء المادة المازّة كما في ١٨ — ١ أعلاه .

## ١٩ — تحضير خرزات سيفاروزية مقترنة بمستضد لاختبار مقترنات الضد المتألق بنظام كرات الركيزة المستضدية المحددة DASS

يمكن تنشيط السيفاروز ٤ ب بروتوميد السيانونجين كما سبق وصفه في ١٨ — ١ أو يمكن بدلاً من  
ذلك شراء سيفاروز منسّط بروتوميد السيانونجين مباشرة من شركة فارماسيا ( انظر الملحق ) .  
فيما يلي الطريقة العامة لاقتزان مستضدات بروتينية بالخرزات المنشّطة . وللحصول على معلومات  
أكثر انظر كتيب « استشراب الألفة Affinity Chromatography — المبادئ والطرائق » الذي  
ترسله شركة فارماسيا ، أوبساللا ، السويد ، مجاناً عند الطلب .

يُضخَّم (١) غ من خرز الهلامة ويغسل لمدة ١٥ دقيقة على مرشح زجاجي بحوالي ٢٠٠ مل من  
حمض الهدروكلوريك ٠,٠٠١ مولي ( ٠,٠٣٦ مل / ل ) . يذاب حوالي ١٠ مغ مستضد بروتيني  
في ( أو يُدال diatysed مقابل ) دائرة بيكربونات الصوديوم  $\text{NaHCO}_3$  ٠,١ مولي تحوي كلوريد  
الصوديوم ٠,٥ مولي — بحيث يكون الحجم النهائي ٥,٠ مل . يُمزج هذا مع خرز الهلامة في أنبوب  
اختبار ويحرك لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة ( درجة حرارة ٤° س طوال الليل ) . لا يجوز  
استعمال محرك مغناطيسي لأنه يحطّم الخرزات . تغسل المادة غير المرتبطة بالدائرة المقترنة وتُشَبَّع أية  
مجموعات نشطة متبقية بمحلول الايثانولامين ethanolamine ١ مولي باهاء ٨,٠ لمدة ساعة إلى  
ساعتين . بعد ذلك تغسل المادة بغزارة بدائرة حمض الأستيك ٠,١ مولي باهاء ٤,٠ تحوي كلوريد  
الصوديوم ١ مولي ، ثم بدائرة بورات ٠,١ مولي باهاء ٨,٠ تحوي كلوريد الصوديوم ١ مولي .  
يمكن حفظ خرزات السيفاروز المقترنة بالمستضد مجمّدة ( - ٢٠° س ) أو مجفّدة . ويمكن  
استنشاؤها reconstitution بدون تلف بعد فترات تتوقف على المستضد المستعمل .

## ٢٠ — تحضير دياء السلولوز DEAE للاستشراب على العمود

يمكن شراء دياء السلولوز في شكل ليفي وهذا يعطي معدلات جريان أعلى ولكن يعطي ميّزاً  
resolution أقل ، أو في شكل حبيبات مكروية microgranulat وهذه تعطي امتزازاً أكثر  
للبروتينات وميّزاً أفضل .

## غسل المازّ الجديد

لإزالة الجسيمات الدقيقة يجب السماح لمعلق السلولوز في الدارئة بالرسوب بالجاذبية لمدة ملائمة من الوقت ثم يُرمى الطافي الغائم . ويجب تكرار هذه العملية عدة مرات . وبعد ذلك يجب غسل هذه المادة عدة مرات ويفضل أن يكون ذلك من خلال مرشح زجاجي ملبّد ، تحت التخلية .

مالم تكن دياء السلولوز DEAE مشتراة في شكل سبقت موازنته ، فإنه يجب معالجتها قبل استعمالها للاستشراب على العمود كما يلي :

تُنقع طوال الليل في فسفات وحيدة البوتاسيوم  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  ٠,٣ مولي ( ٥٠٠ مل / لكل ٥٠ مغ ) من الدياء الجافة .

تُغسل في نفس الدارئة ثم خمس مرات بغزارة بالماء المقطر .

تُنقل إلى دورق وتُغسل في هيدروكسيد الصوديوم NaOH ٠,٥ مولي ( ٥٠٠ مل لكل ٥٠ مغ ) ترك ١ — ٤ ساعات . ثم تغسل مرة أخرى ( باستعمال القمع ) بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٥ مولي ثم تترك في الدورق مرة أخرى ثم تعلق في ٥٠٠ مل من الإيثانول لكل ٥٠ مغ مدة ساعة إلى ساعتين .

تُغسل بالإيثانول ثم بمقدار ٨٠٠ مل من هيدروكسيد الصوديوم ٠,٠٥ مولي ، ثم ٥ — ١٠ مرات بمقدار ٨٠٠ مل من الماء المقطر .

تضبط إلى الباهاء pH الملائمة بالمعايرة الدقيقة بدارئة ثم تغسل بدارئة الموازنة النهائية مرتين أو ثلاث مرات . تحفظ في الدارئة لحين الحاجة إليها .

## حشو الأعمدة

يغلق بملزمة clamp الأنبوب المطاطي في قاعدة العمود ثم يملأ بالدارئة الأولية ( الموازنة ) . يضاف مقدار كافٍ من نفس الدارئة إلى دياء السلولوز DEAE لعمل معلق خفيف ثم يوضع هذا في العمود . بينما يُسمح للدارئة بالتسرب من خلال الملزمة . تُتابع هذه العملية حتى يمتلئ العمود ويستقر إلى سنتيمترات قليلة من أعلى العمود . يعبأ العمود في درجة حرارة الغرفة لتفادي ظهور فقاعات . يغسل العمود مراراً ببضع مئات من المليلترات من الدارئة . يجب أن يكون باهاء شطافة العمود نفس باهاء دارئة الغسيل .

## ملحق

### جدول الدائرة الفسفاتية

حجم ب	حجم أ	pH باء
٣,١	٩٦,٩	٥,٤
٥,٠	٩٥,٠	٥,٦
٨,٠	٩٢,٠	٥,٨
١١,٠	٨٩,	٦,٠
١٨,٥	٨١,٥	٦,٢
٢٦,٢	٧٣,٨	٦,٤
٣٦,٠	٦٤,٠	٦,٦
٥٠,٠	٥٠,	٦,٨
٦١,٠	٣٩,	٧,٠
٧٢,٠	٢٨,	٧,٢
٨٠,٨	١٩,٢	٧,٤
٨٧,٠	١٣,٠	٧,٦
٩١,٥	٨,٥	٧,٨
٩٤,٥	٥,٥	٨,٠

أ = فسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين  $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

١ لتر من (أ) بتركيز ٠,١ مولي = ١٥,٦ غ

ب = فسفات ثنائية الصوديوم  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$

١ لتر من (ب) بتركيز ٠,١ مولي = ١٤,٢ غ

تستعمل محاليل متساوية المولية ( ٠,١ مولي من كل )

قائمة مفهسة للكواشف والأجهزة والمواد  
( الموردون في المملكة المتحدة )

**Amicon Ltd**  
Amicon House  
2 Kingsway  
Woking  
Surrey GU21 1UR  
United Kingdom

- ١

Ultrafiltration

نظم ترشيح فائق  
خلايا محركة  
مرشحات مجوفة

**Beckman-Riic Ltd.**  
Turnpike Road  
Cressex Industrial Estate  
High Wycombe  
Bucks HP12 3NR  
United Kingdom

- ٢

مقياس طيفي ضوئي فوق بنفسجي ( Cat. No. 133103, Model 25 )

**BDH Chemicals Ltd.**  
Poole  
Dorset B1L 124 NN  
United Kingdom

- ٣

37055 2L	أيسر — سستين هيدروكلوريد
330064 D	أغاروز
31036 2 A Nr	ورق مشعر ( باهاء ٦ — ٨ )
31037 sC Nr	( باهاء ٨ — ١٠ )
31033 2R FR	( باهاء ١ — ١٤ )
44041	إيزوثيوسيانات الفلوريسين الزمير — ١
44027	إيزوثيوسيانات الرودامين ٤٤٠٨٧
29577 4B	بولي إيثيلين غليكول ( و. ج. ٦٠٠٠ )
14021	ثنائي ميثيل سلفوكسيد

**Chem. Lab. Instruments Ltd.**  
Horminster House  
129 Upminster Road  
Hornchurch  
Essex RM11 SXJ  
United Kingdom

553H

أحواض رحلان كهربائي + صفائح تبريد  
محركات مسخنة

**Fisons Scientific Apparatus Ltd.**  
Bishop Meadow Road  
Loughborough  
Leicestershire LE11 0RG  
United Kingdom

- ٥

M6/4	سم	١٠	ملاوق spatulas
MCH	سم	١٥	
103	م	١٠٠	علب بتري
MS/F0	م	١٢	توابع مغناطيسية
MS/F1	م	٢٥	
MS/F1.5	م	٣٥	
MS/F3	م	٥٠	
1130/30	مل	٢٠٠٠	حواجل مخروطية
BMF/4	مل	٢٠٠	قوارير زجاجية
1000/02	مل	٥٠	دوارق
1000/22	مل	١٠٠٠	
BS5/204	مل	٧٠٠	دوارق — فولاذ صامد
P/BLA			أقلام رصاص
G175	مل	١٠	أسطوانات قياس
G156	مل	١٠٠	
G152	مل	١	
701N	مكل	١٠	زرآقة هاملتون بطرف كليل
2017/6			مقصات
+1357			مقاييس حرارة صفر — ١٢٠° س
GT/30			أحواض تلوين
E.102			حوامل تلوين
D/RTM810			ممصات باستور

G 500	مل	١	مصاصات مدرجة
G 502	مل	٢	
G 504	مل	٥	
G 505	مل	١٠	
B 159400			مرشح بمضخة — بولي بروبيلين
SD/2000			ألماسة للكتابة على الزجاج
PRM/65			أنبوب مطاطي قوي الجدار
1170/06			حواجل الترتيح
(Carning-EEL)			مقياس باهاء موديل ٧
171/7			مشابك هوفمان
			أوراق ترشيح رقم ١ ٥٨٠ × ٦٨٠ م
B/0100			صوديوم باريتون
B/0050			باريتون ( حمض ثنائي ايثيل باريتون )
5/2363			أزيد الصوديوم
5/4880			هيدروكلوريد الصوديوم
D/0650			حمض ديامينو ايثان تتراستيك ثنائي صوديوم
5/3120			كلوريد الصوديوم
5/3720			فسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين
5/4440			فسفات ثنائية الصوديوم
B/4630			زرقة البروموفينول ( صلبة )
A/0360			حمض أسيتيك جليدي
			مينانول
SLR P/4680			ثنائي كرومات البوتاسيوم
SLR S/2800			كربونات الصوديوم
SLR S/4200			بيكربونات الصوديوم
			حمام مائي TWB-2 Teche Temperor

**Gallenkamp A. & Co.**  
Frederick Street  
**Birmingham B1 3HT**  
United Kingdom

— ٦ —

BFE-270-BH51 AR	مغ	٠,٠١	موازين بحساسية
BEF 300D H72	مغ	٠,١	أو
Mettler P1210 BCW-520D			ميزان ميتر



**Hoechst Pharmaceutical Division**

Hoechst House

Salisbury Road

Hounslow TW4 6JH

United Kingdom

- ٧

5 EWA 03	م	٢,٠	قواطع الآبار
5 EWB 03	م	٢,٥	
5 EWC 03	م	٣,٠	
5 EWC 03	م	٤,٠	

**Medical International Ltd.**

239 Liverpool Street

London N1 1LX

United Kingdom

- ٨

٣٢/ ٨	أنايب فيسكينغ
٣٢/١٦	أنايب فيسكينغ

**Pharmacia (G.B.) Ltd.**

Paramount House

75 Uxbridge Road

London W5 5SS

United Kingdom

- ٩

17-0360-01	غ	١٠	زرقة الديكستران
	ج	٢٥	سيفاديكس
	ج	٢٠٠	
	4B		سيفاروز
	S300		سيفاكريل
			أعمدة ( انظر قائمة الشركة )

**Richardsons of Leicester Ltd.**

Evington Valley Road

Leicester LE5 5LJ

United Kingdom

- ١٠

قوارير شفط بولي ايثلين	١٠ لتر
حوامل أنايب رقم ٢	٣٦ أنبوب اختبار $\frac{3}{4}$ بوصة ( ١٢ × ٣ )
رقم ٦	١٢ قناني عادية ( ٦ × ٢ )
رقم ٣٦	٣٦ × أنبوب $\frac{1}{4}$ بوصة ( ٩ × ٤ )
شفرات المصع رقم ١١	
مقبض رقم ٣	

**Seward Laboratory**  
UAC House  
Blackfriars Road  
London SE1 9UG  
United Kingdom

- ١١

GW3, GC3 أنابيب بلاستيك ٢ مل + أغطية  
1302/R قوارير عادية + أغطية  
1302/R أنابيب اختبار ٩ مل  
FT 61201 أسلات نبوذة ١ مل  
أسلات نبوذة  $\frac{1}{2}$  مل  
كواشف مناعية ( ترسل القائمة عند الطلب )

**Sigma Chemical Co. Ltd.**  
Fancy Road  
Poole  
Dorset BH17 7NH  
United Kingdom

- ١٢

C.1 No. 42660 زرقة لامعة R ( كوماسي )  
TO134 تريسين  
T9003 مشيط التريسين

**Wright Scientific Supplies Ltd.**  
Upper Mill  
Stonehouse  
Gloucester  
United Kingdom

- ١٣

GF10 x 30 Vol. مل ٢٤ أعمدة استشراب  
GF16 x 45 Vol. مل ٩٠



